



elements *body*

PROPRIOCEPTIV STIMULERING for hele kroppen!

- Øker dybdesensibiliteten
- Forbedrer kroppsbevisstheten
- Øker finmotorikken
- Forbedrer kroppsholdningen
- Forbedrer bevegelsesmønsteret

Elements Body er en ortose laget av lycraelastikk som er satt sammen av ulike paneler. Den er sydd på en slik måte at ortosen gir konstant proprioceptiv feedback i form av trykk og motstand mot bol og ekstremiteter.

Draktens funksjon består i at den sitter mot kroppen og gir trykk mot bol og ekstremiteter og derved forbedres holdning og stabilitet. Ved å øke dybdesensibiliteten, også kalt proprioepsjonen (individets evne til å avgjøre de egne kroppsdelenes posisjon), kan også evnen til finmotorikk samt funksjonelle prestasjoner forbedres. Ved hjelp av ulike forsterkninger kan man kontrollere fleksjon, ekstensjon, pronasjon og supinasjon.

Hvordan skal Elements Body brukes?

Best resultat oppnås om ortosen brukes minst seks timer hver dag. Drakten skal i starten brukes kortere stunder for suksessivt å oppnå målet på seks timer per dag. Den bør ikke brukes i mer enn 8 - 10 timer per dag.

Fordeler med Elements Body

- Øker dybdesensibiliteten (evnen til å avgjøre de egne kroppsdelenes posisjon)
- Forbedrer kroppsbevisstheten
- Øker finmotorikken
- Forbedrer kroppsholdningen så bevegelsene i armer og ben blir lettere

Annen bruk:

Elements Body kan også brukes ved behandling av tilstander med leddinstabilitet og sensorisk bortfall som f.eks.:

- Vedvarende lav tonus
- Ehlers Danlos Syndrom
- Hypermobilitet, slappe ledd

Hvem kan bruke Elements Body?

Elements Body kan brukes ved behandling og reduisering av forhøyet tonus ved neurologiske tilstander som f.eks.:

- Cerebral parese
- Ervervet hjerneskade
- Ervervet ryggmargskade
- Cerebellær Ataxi
- Atetose
- Spina Bifida
- Slag
- MS

OBS! Elements Body ortoser skal ikke brukes om natten.



Kliniske studier

Studier siden midten av 1980-tallet viser at behandling med Lycra-baserte dynamiske ortoser kan kontrollere unormal muskeltonus, stabilisere holdningen og øke funksjonelle evner hos brukere med neurologiske forstyrrelser. De fleste studier er gjort på barn med Cerebral parese – CP.

Kontakt oss for å bestille artikler og kliniske studier.



Måltaking

Ortosen bestilles og spesiallages etter individuelle mål for å oppnå en tettsittende passform. Drakten kan utføres som hel drakt, med korte eller lange ermer og ben, armstrømper med eller uten hansker. Forsterkninger og gidelås kan syes på etter behov av støtte eller funksjon. Utformingen bestemmes av ortopediingeniør i samråd med lege og fysioterapeut. Det er ortopediingeniøren som utfører måltakingen etter gjennomgått utdanning.

Elements Body produktene maskinvaskes i 40° og kan ikke tørkes i trommel. Tørker over natten.

Elements Body kan bestilles i ulike fargekombinasjoner. Basismateriale, forsterkninger og sømmer kan alle defineres hver for seg etter brukerens ønsker.

Camp tilbyr en kostnadsfri justering av Elements Body-ortosen opp til åtte uker etter leveranse (gjelder kun ved redusering av draktens mål).

Målblanketter og studier bestilles fra Camp Scandinavia, tlf.: 23 23 31 20 eller på camp.no

Elements Body Utprøvningsmerme

Utprøvningsmermet er utformet for å brukes i vurderingsprosessen for Elements Body. Det gjør det mulig for klinikeren å vurdere behovet før en individuelt tilpasset ortose produseres. Utprøvningsmermet skal kun brukes i en vurderingsperiode på 2 - 4 uker.

Bruksområde: Cerebral Parese, Slag, ADHD, Downs Syndrom, Autisme eller Ehlers Danlos syndrom.



Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Håndledd cm	Omkrets albue cm	Omkrets biceps cm
39344 0008	XXX-Small	Bilat.	11-12	16-18	16-18
39344 0009	XX-Small	Bilat.	12-13	18-20	18-20
39344 0010	X-Small	Bilat.	13-14	20-22	20-22,5
39344 0011	Small	Bilat.	14-15	21-23	22,5-25
39344 0012	Medium	Bilat.	14-16	22-25	24-27
39344 0013	Large	Bilat.	16-18	25-28	27-30
39344 0014	X-Large	Bilat.	18-20	28-31	30-33
39344 0015	XX-Large	Bilat.	20-22	31-34	33-37

elements body

Elements Body Strømpe

Elements Body Strømpe er en tekstil ankel-fot ortose utformet som en strømpe som er tenkt å gi en lett og jevn kompresjon. Strømpen er målbestilt, og kan kombineres med en eller flere forsterkninger som hjelper til med å posisjonere foten. De ulike forsterkningene er utformet for å hjelpe til med å plassere foten korrekt, og gi sensorisk og proprioceptiv feedback. Strømpen har glidelås i front og lukket tå. Den kan bestilles i mange ulike fargekombinasjoner.

Art.nr.	Modell
39300 0000	Vest uten ermer
39301 0011	Vest med korte ermer
39301 0013	Vest med lange ermer
39305 0000	Body uten ermer
39306 0011	Body med korte ermer
39306 0013	Body med lange ermer
39310 0011	Drakt uten ermer/korte ben
39310 0012	Drakt uten ermer/ $\frac{3}{4}$ ben
39310 0013	Drakt uten ermer/lange ben
39311 0011	Drakt med korte ermer/korte ben
39311 0012	Drakt med korte ermer/ $\frac{3}{4}$ ben
39311 0013	Drakt med korte ermer/lange ben
39312 0011	Drakt med lange ermer/korte ben
39312 0012	Drakt med lange ermer/ $\frac{3}{4}$ ben
39312 0013	Drakt med lange ermer/lange ben
39320 0011	Bukse med korte ben
39320 0012	Bukse med $\frac{3}{4}$ lange ben
39320 0013	Bukse med lange ben
39330 0000	Hanske uten fingre
39331 0000	Hanske med fingre
39335 0000	Hanske lang uten fingre
39336 0000	Hanske lang med fingre
39344 0000	Erme
39325 0000	Strømpe



Mer informasjon om måltaking og bestilling finnes under respektive produkt på hjemmesiden vår. Elements Body kan også bestilles i vår portal for målbestilte produkter - Configuratoren. Informasjon om hvordan du kan få tilgang til denne finnes på hjemmesiden under fliken Configurator.

Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Support for Better Life!