


Bruksanvisning



Vennligst les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene før du bruk.

Fotortose for immobilisering i en spesifisert stilling. Du vil finne bruksanvisning på vår hjemmeside.

Sikkerhetsinformasjon

- ⚠ Produktet er kun beregnet for bruk på én enkelt pasient.
- ⚠ VACOCast er ikke laget for dynamiske aktiviteter som hopp og rask gange. Hvis du faller med VACOCast, kontroller den umiddelbart for skade. Hvis VACOCast er skadet, kan det påvirke sikkerheten din.
- ⚠ Bruk aldri produktet over åpne sår og bruk det kun som anvist fra lege.
- ⚠ Ta kontakt med din behandler dersom du opplever smerte, nummenhet eller endring i følelse.
- ⚠ Dette medisinske utstyret er utformet for de angitte indikasjonene og kan bli skadet ved utilsiktet eller feil bruk, for eksempel ved sport eller ulykker som fall, eller eksponering for væsker som er uforenlige med plastmaterialer.
- ⚠ Ved bruk i kombinasjon med et annet medisinsk produkt, ta kontakt med legen din.
- ⚠ Kun reservedeler og/eller reservedeler godkjent av OPED GmbH skal brukes.
- ⚠ Vær oppmerksom på veitrafikkloven som gjelder i ditt land.
- ⚠ Ikke laget av naturgummilateks.
- ⚠ Sjekk at sålen sitter godt – ellers er det fare for å snuble!
Såle: Når tåseksjonen er helt utvidet, kan gangen endres eller begrenses.
- ⚠ Perlene inne i vakuumputen kan forskyve seg. Det anbefales å åpne ventilene annehver til tredje dag, løse på eventuelle perleklaser, jevne dem ut og deretter gjenopprette vakuumputen.
- ⚠ Ventilklaffen skal alltid være lukket!
Ventilringen må skyves ned og ventilklaffen lukkes (Figur 1 + 2).
- ⚠ Dette produktet skal ikke brukes i mer enn 6 måneder.
Når du bruker ortosen, pass på at skoene er høye nok på motsatt side eller at sålen heves for å kompensere for høydeforskjell.

Hvordan bruke

Montere VACOCast

Trekk opp ventilringen (detaljer finnes i „Ventilfunksjoner“) for å la luften strømme til (Figur 3). Hvis de små kulene i foringen (Figur 4) har gruppert seg sammen, stryk dem glatte. Sett foten i stoffforet (Figur 4) og posisjoner den på stoffet. Skyv føret helt i det nedre skallet (Figur 5). Lukk deretter tekstilforet. Trekk føret litt opp (Figur 6). Monter det øvre skallet (Figur 7) og lukk stroppen for hånd (se Figur 8). Stram stroppene igjen etter noen få skritt. Ved montering av øvre skall, pass på at ventilen ikke er bøyd. Det øvre skallet skal ikke plasseres mot eller over ventilen. Hvis legen tillater det, bruk litt trykk kort slik at foten støpes i puten. Lag deretter vakuumputen.

Justere og feste vakuumputen

Justerbar vakuumpute: Tekstiltrekket inneholder en pute fylt med perler (Figur 9). For å hindre at kulene sklir inn i puten, suges luften ut via ventilen ved hjelp av sugepumpen, og skaper et vakuumputen (Figur 10). Puten tilpasser seg derfor perfekt til fotens anatomi og hevelse. Trykkløse områder og hevelser kan lindres ved målrettet omfordeling av kulene.

Ventilfunksjoner

Åpne ventilen / mykne opp vakuumputen:

Trekk opp ventilringen for å la luft strømme inn (Figur 3).

Skyv så ventilringen ned igjen.

Lukk vakuumputen / herder vakuumputen:

Ventilen må ned. Fest sugepumpen og klem den til den ikke lenger blåser opp. Når pumpen klemmes, fjernes luft fra puten og et vakuumputen skapes. Da festes den tilpassede passformen på plass (Figur 11). For å fullføre, lukk ventilhatten (Figur 12).

Lukke ventilhatten

Skyv ventilringen ned og lukk ventilhatten. Da opprettes vakuumputen (Figur 12).

Bytte puteinnlegg

Det medfølgende erstatningsforet inneholder ingen pute. Ved bytte av fór må puten fjernes fra det brukte foret og settes inn i det nye. Åpne den bakre glidelåsen helt og fjern puten fra det brukte foret. Plasser puten i det nye foret og skyv ventilen gjennom knoppullet (Figur 9). Et ekstra tekstilfor er ikke inkludert i esken i alle land. Hvis den medfølgende pakken ikke inkluderer et ekstra tekstilfor, må dette bestilles separat.

Montere og bytte såle

Fjerne sålen

Trykk på begge opplåsingsknappene samtidig (Figur 13).

Montere sålen

Plasser VACOCast rett og sentrert på sålen før du skyver den mot sålen (klikkelyder) (Figur 14). Sjekk at sålen sitter godt.

Justere sålens lengde

Ta av sålen og trykk på opplåsingsknappen. Flytt tådelen til ønsket posisjon (Figur 15).

Justere omkretsen av leggen

Skyv spennen til begge sider ut av det nedre skallet (Figur 16). Skyv spennen til ønsket posisjon. Posisjon A = stor leggomkrets, Posisjon B = liten leggomkrets (Figur 17). Skyv spennen inn i det aktuelle hullet (Figur 18).

Pasientinformasjon

Tryktpunkter / problemløsning

Fjern ortosen fra foten. Trekk i ventilringen for å la luft strømme inn i puten. Fordel fyllingen av puten jevnt ved tryktpunktet. Monter ortosen på nytt.

Dusje/ vaske

Vi anbefaler å bruke dusjbeskytter når du dusjer. Hvis ortosen eller dekslet blir våte, må de tørkes.

Sove

Før du legger deg, legg et håndkle under enheten slik at sengetøyet ikke skades.

Produktetegenskaper

Størrelser

Produktet kan brukes på venstre eller høyre side.
Anbefaling: På størrelsesgrensesnittene mellom versjonene Small/Medium og Medium/Large, legg til den mindre VACOCast-størrelsen hvis mulig.

	Small	Medium	Large
EUR	35 – 39	39 – 43	43 – 49
UK	2 ½ – 5 ½	5 ½ – 8 ½	8 ½ – 13 ½
US (M)	3 ½ – 6 ½	6 ½ – 9 ½	9 ½ – 14 ½
US (F)	4 ½ – 7 ½	7 ½ – 10 ½	10 ½ – 15 ½

Indikasjoner

- Brudd i foten og ankelen
- Metatarsale frakturer
- Calcaneale frakturer
- Alvorlige leddbåndskader
- Protese
- Artridose

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Informasjon om stell/rengjøring/desinfeksjon/sterilisering

Du mottar dette medisinske produktet i hygienisk perfekt stand.

Rengjøringsinstruksjoner for pasienter:

- Nedre skall: Oppvaskmaskin på 60° C.
- Stropp: Vaskemaskin på 40° C.
- Frottéfor: Vaskemaskin på 60° C.



Fjern vakuumputen fra frottéforet før du vasker det. Lukk glidelåsen og borrelås igjen for vask.

- Desinfeksjon: Tørk over med plastkompatibelt desinfeksjonsmiddel.
- Tørke: Lufttørk, ikke bruk tørketrommel.
- Sterilisere: Dette medisinske produktet er ikke egnet for sterilisering.

Materialspekifikasjon

Harde nedre skall (PP); frotté (bomull/PU-skum); fyllmateriale (EPS-kuler); stropp (PP-stoff); såle (EVA); øvre skall (PP/PU).
Alle deler og komponenter er lateksfrie.

Transportbetingelser / lagringsforhold / avhending

Lagring: Oppbevares på et tørt og hygienisk sted og beskyttet mot direkte sollys.



Tyskland: Det medisinske utstyret er et leieprodukt og må returneres til OPED.

Sveits: Det medisinske utstyret kan returneres til OPED gratis.

Andre land: Vennligst kast det medisinske utstyret i restavfall eller husholdningsavfall.



Garanti

Garantien gis i tråd med lovbestemte forskrifter.

Databeskyttelse

Tyskland: Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger finner du her: <http://oped.ch/kontakt/your-data/>.

Sveits: Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger finner du under: <https://oped.de/datenschutz>.

Ved reklamasjoner knyttet til produktet, som skade eller problemer med passformen, vennligst kontakt produsenten direkte. Bare alvorlige hendelser som kan føre til betydelig forverring av helse eller død, skal rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter i medlemsstaten. Alvorlige hendelser er definert i artikkel 2 (65) i Direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPED-team