

**CAMP**<sup>®</sup>

**3D-LITE**<sup>™</sup>  
Cut-4-Custom  
LSO & TLSO

Lag en  
**INDIVIDUELL  
RYGGORTOSE**  
raskt og enkelt!



Varm i ovn 70 - 80°C, eller med varmpistol i ca. 3 minutter.



Form ryggdelen mot pasientens rygg.



Ta et elastisk bind eller et elastisk ryggbelte og sett over ryggdelen mens den stivner.



Varm magedelen. Form mot pasienten. Lukk borrelåsene forsiktig.

# Individuell LSO eller TLSO

## 3D-LITE™

### CUT-4-CUSTOM

#### Når du umiddelbart trenger et individuelt tilpasset korsett!

- C4C er laget av 3D-LITE™ lavtemperatur termoplastisk materiale.
- Bånd og spenner er formontert på rygg respektive magedel. Rygg- og magedel er ferdig for oppvarming, for å deretter formes direkte på pasienten.
- 2 ulike høyder for å passe ulike diagnoser og behandlinger.
- Magedel respektive ryggdel selges hver for seg, og ulike høyder kan derfor kombineres.

#### Indikasjoner

- Post-operativt, kompresjonsfrakturer og immobilisering av ryggraden.





Form magedelen.



Appliser det elastiske bindet eller det elastiske ryggbeltet over begge delene til de har stivnet.



Kontroller passformen i stående og sittende posisjon.

**på mindre enn 30 minutter!**

**3D-LITE™** er et tredimensjonalt polyester materiale som er impregnert med ferdig herdet termoplast.

3D-LITE™ er et helt giftfritt materiale som ikke avgir noen skadelige stoffer når det varmes opp, appliseres eller stivner. Materialet kan håndteres uten bruk av hansker eller en spesiell ventilasjon i gipsrommet. Det er helt uskadelig for alle å jobbe med og bruke, selv for gravide kvinner eller personer med allergier/astma.



#### **Ett pasientbesøk**

- Materialet er mykt og klart til å formes på pasient på under 10 minutter.
- Individuelt laget korsett for LSO og TLSO på mindre en 20 minutters produksjonstid.
- Kan varmes opp igjen og formes om!
- De monterte båndene kan enkelt flyttes til en annen posisjon for individuell tilpassing.

#### **Optimal formbarhet og modellering**

- Materialet har stretch i kun en retning.
- Materialet har stabilitet i alle retninger.

#### **Økt pasientkomfort og godkjennelse**

- Ventilerende.
- Meget lav vekt.
- Giftfritt - ingen hudirritasjoner.
- Kan brukes i dusjen.



# MÅLINSTRUKSJONER

## 3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO



### Størrelse

Størrelsen bestemmes av midjemålet. Ta målet litt stramt. Mål også tiltenkt høyde foran og bak i henhold til anvisningene. Velg størrelse fra tabellen.

	Beskrivelse	Omkrets i cm		Total høyde foran i cm	Total høyde bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO foran



LSO bak



TLSO foran



TLSO bak

Disse illustrasjonene viser den omtrentlige høyden for de to modellene, LSO og TLSO.

