

1. Omkretsmål under bysten

Mål omkrets under bysten, f.eks. 79 cm. Forsikre deg om at målebåndet ligger horisontalt og strammet litt.

2. Omkretsmål over bysten

Metode 1: For erfarne tilpassere: Gjett cup-størrelsen. Eksakt størrelse finner man ved tilpassing. Ta med en størrelse mindre og en størrelse større.

Metode 2: For uerfarne tilpassere: Mål fra midt på den fylldigste delen av det gjenværende brystet til midt på ryggraden. Doble så målet.

Finn deretter størrelsen under og over brystet på en linje i tabellen nedenfor og finn så cup-størrelsen øverst i tabellen.

Omkretsmål under bysten	Behå-størrelse	AA-cup	A-cup	B-cup	C-cup	D-cup	E-cup	F-cup	
68-72	70	80-82	82-84	84-86	86-88	88-90			Over bysten
73-77	75	85-87	87-89	89-91	91-93	93-95	95-97	97-99	
78-82	80	90-92	92-94	94-96	96-98	98-100	100-102	102-104	
83-87	85	95-97	97-99	99-101	101-103	103-105	105-107	107-109	
88-92	90		102-104	104-106	106-108	108-110	110-112	112-114	
93-97	95		107-109	109-111	111-113	113-115	115-117	117-119	
98-102	100		112-114	114-116	116-118	118-120	120-122	122-124	
103-107	105		117-119	119-121	121-123	123-125	125-127	127-129	
108-112	110		122-124	124-126	126-128	128-130	130-132	132-134	
113-117	115		127-129	129-131	131-133	133-135	135-137	137-139	
118-122	120			134-136	136-138	138-140	140-142	142-144	

3. Finn størrelsen på brystprotesen

Slik bruker du tabellen:

1. Finn cup-størrelsen på venstre side i tabellen.
2. Se til høyre og finn korrekt behåstørrelse.
3. Se nedover i tabellen til den brystprotesemodellen du ønsker å tilpasse.

Behå-størrelse	AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-	-	-	-
	A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-	-	-
	B	-	-	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-	-
	C	-	-	-	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-
	D	-	-	-	-	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-
	E	-	-	-	-	-	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	-
	F	-	-	-	-	-	-	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-
	G	-	-	-	-	-	-	-	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120

Størrelse - Brystprotese	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Husk at denne tabellen kun er en veileder. Bruker kan trenge en protese som er mindre eller større enn det som er angitt i tabellen.