

**CAMP**<sup>®</sup>  
SCANDINAVIA

**AVLASTNING**

VED BEHANDLING  
AV DIABETESFOTEN

**SBi**

SALVATELLI  
BROTHERS  
INNOVATION

# SBI MOTUS

SÅRPLEIE OG  
BEHANDLING AV  
FOTSÅR VED DIABETES



## INNOVATIV AVLASTNINGSTEKNIKK

ITCC\* MED ET IKKE AVTAGBART SYSTEM (I HENHOLD TIL STANDARD BESKREVET I WGDF 2015)

## PREFABRIKERT OG JUSTERBAR

OPTIMA MOLLITER TEKNOLOGI ER KLINISK BEVIST I KONTROLLERTE  
RANDOMISERTE STUDIER FOR BEHANDLING AV FOTSÅR VED DIABETES.

## FUNKSJONELL REHABILITERING

Optima Molliter Clinical Evidences



DiabetesCare

FAI FOOT & ANKLE  
INTERNATIONAL

\*Instant Total Contact Cast

# SBI MOTUS

## BRUKSOMRÅDER

- Sårpleie og behandling av framfot- og mellomfotsår ved diabetes
  - Som stabilisering for Charcot fot
  - Ved rehabilitering etter operasjon
- 
- Avtagbar total rullesåle ved behandling av plantarskade ved fotsår (1).
  - Den avtagbare stabile rullesålen gjør det enkelt å gå fra akutt til kronisk behandling (2) (ikke inkludert).
  - Båndfestenes plassering kan flyttes (3).
  - Innerdelen er avtagbar og kan formes med varmpistol (4).
  - Kan sikres til et "ikke-avtagbart" system (5).
  - Innleggssåler som kan tilpasses den enkelte 3x3 (6).
  - Stabil plastramme som beskytter tibia (8).

Art.nr.	Betegnelse	Størrelse	Skostørrelse
79015 0011	SBI Motus Diabetes Walker	Small	34 - 36
79015 0012	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	37 - 39
79015 0013	SBI Motus Diabetes Walker	Large	40 - 42
79015 0014	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	43 - 45
79015 0015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	46 - 48

# SBI FRAME

STABILIE FOT- OG/ELLER  
ANKELFRAKTURER,  
ALVORLIGE FORSTUVNINGER,  
POSTOPERATIV BEHANDLING



PREFABRIKERT OG JUSTERBAR TRAUME WALKER

LAV VEKT OG HØY KOMFORT

FUNKSJONELL REHABILITERING

# SBI FRAME

## BRUKSOMRÅDER

- Stabile fot- og/eller ankelfrakturer
  - Alvorlige forstuvninger
  - Postoperativ behandling
- 
- Båndfestenes plassering kan flyttes (3).
  - Innerdelen er avtagbar og kan formes med varmepistol (4).
  - Stabil plastramme som beskytter tibia (8).
  - Avtagbar stabil rulllesåle (2).
  - Kraftig ettlags innleggssåle (7).

Art.nr.	Betegnelse	Størrelse	Skostørrelse
79016 0011	SBI Frame Post-Op Walker	Small	34 - 36
79016 0012	SBI Frame Post-Op Walker	Medium	37 - 39
79016 0013	SBI Frame Post-Op Walker	Large	40 - 42
79016 0014	SBI Frame Post-Op Walker	X-Large	43 - 45
79016 0015	SBI Frame Post-Op Walker	XX-Large	46 - 48

# SBI W-HEEL

BEHANDLING AV  
HÆLSKADER



UTVIKLET FOR AVLASTNING AV HÆLEN

PREFABRIKERT OG JUSTERBAR

LAV VEKT OG HØY KOMFORT

FUNKSJONELL REHABILITERING

# SBI W·HEEL

## BRUKSOMRÅDER

- Behandling av hælskader
  - Postoperativ behandling av hælskader
  - Avlastning av hælen
- 
- Avtagbar total rulllesåle ved behandling av plantarskade ved fotsår (1).
  - Båndfestenes plassering kan flyttes (3).
  - Innerdelen er avtagbar og kan formes med varmpistol (4).
  - Stabil plastramme som beskytter tibia (8).
  - Avtagbar stabil rulllesåle (2) (ikke inkludert).
  - Innleggssåler som kan tilpasses den enkelte 3x3 (6).

Art.nr.	Betegnelse	Størrelse	Skostørrelse
79017 0011	SBI Wheel Walker Åpen hæl	Small	34 - 36
79017 0012	SBI Wheel Walker Åpen hæl	Medium	37 - 39
79017 0013	SBI Wheel Walker Åpen hæl	Large	40 - 42
79017 0014	SBI Wheel Walker Åpen hæl	X-Large	43 - 45
79017 0015	SBI Wheel Walker Åpen hæl	XX-Large	46 - 48



**79018 Walker Ramme**  
Lukket hæl (S - XXL)



**79019 Walker Ramme**  
Åpen hæl (S - XXL)



**79020 komplett**  
innerdel til walker (S - XXL)



**79021 Sett til walker,**  
8 spenner og 4 bånd  
(S - XXL)



**79022**  
SBI Stabil rullesåle  
(S - XXL)



**79023**  
SBI Total rullesåle  
(S - XXL)



**79024**  
SBI Innlegg 3+3 sett  
(S - XXL)




**79025 SBI Innlegg**  
ved amputasjon  
(S - XXL)



**79026 SBI Innlegg**  
enkelt svart  
(S - XXL)



**79027 Tubestrippe**  
uten sømmer  
(En størrelse)



**79028 Låsebånd**  
til walker (2 stk.)

For ytterligere detaljer om størrelser og artikkelnummer, se separat prislister.

**Support for Better Life!**