

Stabiliserende hofteortose



Hofteleddsstabiliserende ortose som gir maksimal stabilitet og kontroll. Produktet kommer i modulutførelse og kan brukes på venstre og høyre side. Ortosens hofte- og lårdel er sammenkoplest med et ledd som gir kontroll av fleksjon og ekstensjon mellom 0-90° i intervaller på 15°. Abduksjon kan kontrolleres i posisjonene 0°, 15° og 30°. Hoftedelen stabiliserer korsryggen og kompresjonen kan reguleres med bånd som strammes. Hoftedelen er oppdelt i 3 seksjoner for å forenkle applisering på senneliggende pasienter:

Bruksområder:

Etter hofteoperasjon. Bytte eller endring av hofteprotese.
Hofteleddsleksasjon. Frakturer i samband med hofteproteser. Instabilitet i hofteleddet.
Osteoporose. Hofteprotese som løsner. Moderat til alvorlig coxartrose.



Maksimal stabilitet og kontroll

Hoftedel

som stabiliserer korsryggen. Kompresjonen reguleres med bånd. Oppdelt i 3 seksjoner for å forenkle applisering på sengeliggende pasienter.

Kontrollert bevegelse av ledd

- muliggjør trinnvis kontroll av fleksjon respektive ekstensjon, med 15°intervall, fra 0° til 90°.
- gir kontrollert abduksjon i 0°, 15° og 30°.
- tilbyr 5 forvalgte posisjoner (skråning) for øvre leddel, for individuell tilpassing.

Todelt låransjett med kondylestøtte

som kontrollerer benets innoverrotasjon og bevegelse ved gange.

Avtagbar beskyttende polstring

gir økt komfort og fordeler trykk.

To teleskopiske plater gjør det mulig med justering av ortosen ut i fra pasientens lengde.

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Omkrets lår	Omkrets midje
28690	One Size	Bilateral	40-65 cm	60-140 cm

CAMP[®]
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no