

## SELECTION®

# ULNARDEVIASJONSORTOSE

Forbedre posisjonen til fingrene for å gi en bedre håndfunksjon og dermed et funksjonelt grep.



- Tekstil som puster
- Tynt og fleksibelt materiale og ikke unødvendig materiale mellom fingrene
- Klipp i materialet uten at det frynser
- Borrelås kan festes direkte til hele ortosen
- Kan kombineres med en håndleddsorthose

# SELECTION® ULNARDEVIASJON



*SELECTION® Ulnardeviasjonsortose er ment å forbedre fingrenes posisjon for å gi en bedre håndfunksjon og dermed et funksjonelt grep.*

Ortosen avlaster, samtidig som den har en smertelindrende effekt. Den gir støtte til MCP- og PIP-leddene, samtidig som det forbedrer finger-ekstensorenes draretning.

Ortosen er designet slik at materialet går langt ut på ulnarsiden over 5. MCP-ledd for å gi best mulig støtte, motvirke draretningen og fordele trykket.

Det er mulig å feste borrelåsbåndene hvor som helst i materialet, noe som betyr at det ikke er noen begrensninger på hvor båndene er plassert for å oppnå optimal draretning.

Ortosen er laget av det gode SELECTION®-materialet som er testet og utviklet av vår egen produktutviklingsavdeling. Et tynt og fleksibelt materiale som omslutter hånden, er luftig og pustende og tar ikke mye plass mellom fingrene. Materialet kan klippes i uten at det frynser hvis ytterligere justering er nødvendig.

Fordi ortosen er så tynn og fleksibel, kan den enkelt kombineres med en håndleddortose når ekstra støtte er nødvendig. Spesielt utformede forsterkninger av lavtemperaturplast (ikke overflatebehandlet) kan festes direkte på ortosen.

## Bruksområder

For pasienter med artrose. Ulnardeviasjon kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sykdommer som RA. Selection Ulnardeviasjon kan også brukes til hypermobile ledd og for ekstra stabilitet ved nedsatt muskulatur. Skal ikke brukes i forbindelse med kontrakturer.

Art.nr. Venstre	Art.nr. Høyre	Størrelse	Omkrets MCP 2-5
35218 1010	35218 2010	X-Small	13 - 16 cm
35218 1011	35218 2011	Small	16 - 19 cm
35218 1012	35218 2012	Medium	19 - 22 cm
35218 1013	35218 2013	Large	22 - 25 cm