

SELECTION® et materiale utviklet for HÅND og TOMMEL!

- Komponent for å optimere funksjon og komfort
- Materiale i stadig utvikling
- Myk innside
- Materiale som puster
- Tørker raskt
- Lav-absorberende
- Vaskes i maskin
- Klippes i uten å frynse
- Materialet er testet for kroppsnære tekstiler i henhold til SGS
- Tilpasset funksjon hvor det behøves
- Skal gi en komfortabel og sval følelse
- Ingen harde kanter
- Snøring for tilpasset størrelse og tilpasset støtte
- Den lave profilen på ortosene gjør at disse kan brukes under hansker



SELECTION®

et materiale som er utviklet
blant annet for hånd- og håndleddsortoser

SELECTION® POWERNET

Funksjonsbæreren som er den indre tekstile nettstrukturen. Denne gir materialet sin perfekte elastisitet og utvinning for en bra og føyelig støtte.

SELECTION® AIR

Tynt, mykt og et materiale som slipper igjennom 100% luft. Brukes i de deler av ortosen hvor teksten ikke skal kjennes og ikke kan være varm. Gir en ekstra føyelig funksjon.

SELECTION®

Alle våre materialer testes om-sorgsfullt ved internasjonalt godkjent testinstitutt for å sikre at de ikke inneholder noen stoffer som kan være skadelig for hverken voksne eller barn.

De borrelåsbånd som benyttes i produktene er nøye utvalgt for å passe til akkurat sin funksjon og har også blitt testet for å kunne åpnes og lukkes mange ganger uten å bli utslitt.

SELECTION® AIR & POWERNET

Kombinasjonen gir en anatomisk føyelighet som tillater bevegelse hvor ingen innskrenking er nødvendig og stabilitet hvor det er nødvendig. En perfekt passform med myk innside og en slitesterk utside. Elegant med høy komfort.

SELECTION® Fingerloop

Et tvillingbånd som effektivt holder sammen to eller flere fingre, så den sterkere fingeren kan hjelpe den svakere som støtte, beskytte og/eller for å øke bevegelsesomfanget. Kan også brukes som en statisk progressiv ortose for økt bevegelsesomfang i DIP-leddet. Ortosen er laget i 100% slitesterk og hurtigtørkende nylon. Båndet er sveiset uten sømmer, og derfor enkel å skjære til for en individuell passform. Flere biter kan eventuelt brukes samtidig.

Det halvpreparerte Fingerloop-arket som er 10 cm bredt kan enkelt klippes med en saks til enkle bånd i ønsket bredde.

Bruksområde:

Støtte for fingrene etter for eksempel skade, operasjon, stabile frakturer, metacarpalfrakturer, kroniske smertetilstander, forstuvninger, leddslitasje og kontrakturer.



Art.nr.	Modell	Storlek	Breidd	Längd	Antal/Förp
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1

SELECTION® Tommelortose SOFT

Smidig og elastisk tommelortose som avlaster tommelens ledd og gir en lett støtte. Ved milde CMC og MCP tilstander gis avlastning, men tillater et aktivt "pinch-grep". Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder

Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd, mild CMC-I artrose.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd
35200	Svart	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35200	Svart	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35200	Svart	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35200	Svart	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35200	Svart	Ve/Hø	X-Large	>20 cm
35201	Beige	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35201	Beige	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35201	Beige	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35201	Beige	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35201	Beige	Ve/Hø	X-Large	>20 cm



SELECTION® Tommelortose RIGID

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet rundt tommelens strukturer. Utformingen gir støtte til thenarmuskulaturen, holder tommelen i nøytralposisjon samt avlaster CMC og MCP leddene og tillater et aktivt "pinch-grep". Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder

Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd, mild til moderat CMC-I artrose.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd
35202	Svart	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35202	Svart	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35202	Svart	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35202	Svart	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35202	Svart	Ve/Hø	X-Large	>20 cm
35203	Beige	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35203	Beige	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35203	Beige	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35203	Beige	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35203	Beige	Ve/Hø	X-Large	>20 cm





SELECTION® SHORT

Smidig og elastisk håndleddsorthose uten skinne, men med forsterkning på volarsiden. Ortosen, som er kortere enn SELECTION® Håndleddsorthose Soft og Rigid, gir en støtte for håndleddet som ikke hindrer bevegelse, men gir kompresjon. Den har en lav skjæring inne i håndflaten for å følge håndens naturlige steder å bøye. Fordi snøringen kommer fra ulnarsiden minsker risikoen for at tommelen posisjoneres feil. Lukkingssystem med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen noe med saks for optimal passform. Ortosens lengde er 13 cm på volarsiden.

Bruksområder

Støtter og avlastet håndleddet etter skade, operasjon, ved kroniske smertetilstander, slitasje på ledd eller ved overbelastninger. Etter ganglion-operasjoner, ved behov for kompresjon. Hypermobile ledd ved Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan også brukes forebyggende ved tunge eller monotone bevegelsesmoment.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkr. Håndledd
35222/35223	Svart/Beige	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm
35222/35223	Svart/Beige	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35222/35223	Svart/Beige	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35222/35223	Svart/Beige	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35222/35223	Svart/Beige	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



SELECTION® SOFT

SELECTION® Soft er en medium stabil håndleddsorthose som har en formet CS-skinne på volarsiden og en mykere (1 cm bred) rett plastskinne på dorsalsiden. Begge skinnene er uttagbare. Ortosen har en lav skjæring inne i hånden for å følge håndens naturlige steder for bøying, og utskjæringen rundt tommelen lar thenarmuskulaturen arbeide fritt. Den todelt lukkingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd og muliggjør tilpassing av vidden ved en bredere underarm. Fordi snøringen kommer fra ulnarsiden minsker risikoen for at tommelen posisjoneres feil. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen noe med saks for optimal passform. Ortosens lengde er 18 cm på volarsiden.

Bruksområder

Når håndleddet trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkr. Håndledd	Omkr. underarm*
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	XX-Large	23 - 26 cm	
35204/35205	Svart/Beige	Ve/Hø	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm

*kun på plus-størrelser ved bredere underarm.



SELECTION® MULTIOPEN

DOBBEL lukkingsfunksjon

SELECTION® Multiopen er en medium-stabil håndleddsorthese med dobbel lukkingsfunksjon. Den kan åpnes opp helt og deretter lukkes løst med borrelås for så å strammes til med snøring.

- Brukeren kan selv velge om den skal åpnes helt hver gang ortosen tas på/ av eller om bare snøringsfunksjonen skal brukes.
- Ortosen har lav skjæring inne i håndflaten for å følge håndens naturlige bøyefure, og utringningen rundt tommelen lar thenarmuskulaturen arbeide fritt.
- Den todelte snørelukkingen i kombinasjon med borrelås gjør det mulig med tilpassing av vidden ved bredere underarm.
- Fordi snøringen kommer fra ulnarsiden minsker risikoen for at tommelen posisjoneres feil. Regulerbart tommelbånd som starter volart.
- Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform. Laget i det luftige og behagelige SELECTION®-materialet med alle de funksjoner det medfører.
- Ortosen er 22 cm lang, dvs. 4 cm lengre enn en SELECTION® Soft 35204.
- Den har en formbar og uttakbar aluminiumskinne på volarsiden.

Art.nr.	Farge	Ve/Hö	Størrelse	Omkrets Håndledd
35209	Svart	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm
35209	Svart	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35209	Svart	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35209	Svart	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35209	Svart	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm
35209	Svart	Vä/Hö	XX-Large	23 - 26 cm





RADIALIS TOMMEDEL

Ny i SELECTION® er Fingerdel og Tommeldel. Disse selges separat for å kunne kombineres på best mulig måte. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet for bruk ved Radialisparese (dropphånd forårsaket av skade på radialisnerven) for å muliggjøre en funksjonell gripeeve i den perioden som nerven heles. De er tenkt å kombineres med SELECTION® Håndleddsstøtser 35204, 35205 og 35209.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål
35216	Svart	Ve/Hø	Small	3 - 4 cm
35216	Svart	Ve/Hø	Large	5 - 6 cm

Mål: Lengde leddsenter MCP I – leddsenter IP I.



RADIALIS FINGERDEL

Radialis Fingerdel består av to deler, noe som gjør den enklere å ta på og tilpasse til best mulig passform. Fingerdelen festes mot ortosen sitt myke materiale på håndbaken. Enkel å montere og behagelig å bruke. Kan med fordel kombineres med Radialis Tommeldel. De er tenkt å kombineres med SELECTION® Håndleddsstøtser 35204, 35205 og 35209.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets MCP 2-5
35217	Svart	Ve/Hø	Small	17 - 20 cm
35217	Svart	Ve/Hø	Medium	20 - 23 cm
35217	Svart	Ve/Hø	Large	23 - 27 cm





SELECTION® RIGID

SELECTION® Rigid er en medium stabil håndleddsorthese med tommeldel. Ortosen har en formet CS-skinne på volarsiden og en mykere (1 cm bred) rett plastskinne på dorsalsiden. Begge skinnene er uttagbare. Tommeldelen gir ved hjelp av sitt stabilere materiale en god støtte. Utformingen av tommeldelen gir støtte til thenarmuskulaturen, og holder tommelen i nøytralposisjon. Ortosen har en lav skjæring inne i hånden for å følge hånden naturlige steder for bøyning. Fordi snøringen kommer fra ulnarsiden minsker risikoen for at tommelen posisjoneres feil. Den todelte lukkingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd, og gjør det mulig å tilpasse vidden ved en bredere underarm. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen noe med saks for optimal passform. Ortosens lengde er 18 cm på volarsiden.

Bruksområder

Når håndleddet og tommelen trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd
35206	Svart	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm
35206	Svart	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35206	Svart	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35206	Svart	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35206	Svart	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm
35206	Svart	Ve/Hø	XX-Large	23 - 26 cm

SELECTION® OPEN WRIST

SELECTION® Open Wrist er en helt åpen modell for å forenkle på- og avtaking av ortosen. En medium stabil håndleddsorthese med en formet CS-skinne på volarsiden og en mykere (1 cm bred) rett plastskinne på dorsalsiden. Begge skinnene er uttagbare. Ortosen har en lav skjæring i håndflaten som følger hånden naturlige steder for bøyning. Utringningen rundt tommelen lar thenarmuskulaturen arbeide fritt. Det ekstra "holdébåndet" på innsiden kan klippes bort om man ønsker det. Ortosen har et integrert stabiliserende drarundtbånd, og tas enkelt på med en hånd. Ortosens lengde er 18 cm på volarsiden.

Bruksområder

Betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd
35207	Svart	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm
35207	Svart	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35207	Svart	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35207	Svart	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35207	Svart	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm





EKSTRA BÅND

Til våre håndleddsstøtser finnes det et ekstra bånd som kan festes i borrelåsbåndet for å øke støtten rundt håndleddet. Båndet (46032) er vendbart og passer både til SELECTION® og VISSION™ produktene. Kan klippes til ønsket lengde uten at det frynser. Testet for å tåle å åpnes og lukkes mange ganger. Modell 35212 og 35213 passer til SELECTION® modellene.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Bredde	Pk.
46032	Svart	Bilateralt	En størrelse	5,5 cm	1 stk.
35212	Svart	Bilateralt	En størrelse	5 cm	1 stk.
35213	Beige	Bilateralt	En størrelse	5 cm	1 stk.

35212



35213



46032

SELECTION® CS-SKINNE

Vår blå CS-skinne, laget av Polypropylen (PP), er anatomisk formet i håndens hvilestilling, for i henhold til antropometriske data, passe en majoritet av en voksen befolkning. Kan formes om ved å varmes med en varmepistol. Skinnen er bygd opp av tynnere og kraftigere partier, hvor den kraftigste støtten ligger ved håndleddet for deretter å tynnes ut og avsluttes i skinnens lett utoverbøyde ender som ikke gir ubehaglig trykk. Dette gir en dynamisk støtte med god stabilisering hvor det er ønsket.



Art. nr.	Farge	Størrelse	Antall	Modell
35210	Blå	En størrelse	10 stk. per pk	Volar skinne
35211	Blå	En størrelse	10 stk. per pk	Dorsal skinne

SELECTION® BROMSA

Selection Bromsa håndleddsorthose er tenkt å begrense bevegelsen i håndleddet for å avlaste håndekstensorene, støtte håndleddet og minske smerte ved bl.a. tennisalbue. Ortosen har to myke plastskinner på håndbaken, justerbart bånd for tommelen og SELECTION® snørelukking. Støtten kan tilpasses ved å velge å ha begge skinnene eller kun en skinne i lommen. Snørelukkingen gjør at ortosen omslutter hånden bedre og gir en god passform. Ortosens lengde er 15 cm på volarsiden.

Bruksområder

Lateral epicondylitt, hypermobilitet, revmatiske problemer, uspesifisert smerte.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd
35208	Svart	Ve/Hø	X-Small	<11 cm
35208	Svart	Ve/Hø	Small	11-14 cm
35208	Svart	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35208	Svart	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35208	Svart	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



Motstanden kan reguleres ved å bruke ulik mengde skinner eller ingen skinne.



SELECTION® Tommelortose BARN

Myk og god tommelortose for barn. Ortosen er tenkt å posisjonere tommelen i en funksjonell stilling for å forenkle gripefunksjonen og støtte CMC- og MCP1-leddene. Designet omslutter thenarmuskulaturen og gir støtte, samt forbedrer posisjonen. Den turkise løkken på slutten av håndleddsbandet forenkler det å ta av ortosen med et enkelt grep. Tommelgripen er justerbart og kantene kan trimmes ved behov.

Bruksområder

Posisjonering av hånden etter Brakialplexus nevropatier (BPN), Spastisk hånd ved Cerebral Parese. Arthrogyposis. Revmatiske sykdommer.



Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd	Håndflate-mål
35300	Svart	Ve/Hø	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm
35300	Svart	Ve/Hø	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm
35300	Svart	Ve/Hø	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
35300	Svart	Ve/Hø	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
35300	Svart	Ve/Hø	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm

SELECTION® HÅNDEDD BARN

En medium stabil håndleddsorthese som er utviklet spesielt for barn. Ortosen har en uttagbar aluminiumskinne på volarsiden, og to drabånd for en enkel og trinnløs lukking. Den trinnløse lukkingen gjør det mulig å tilpasse vidden også til en videre underarm. Fordi snøringen kommer fra ulnarsiden minsker risikoen for at tommelen posisjoneres feil. Tommelbandet er justerbart, og kantene er myke. Fargedetaljene er valgt for å tiltale barn. Ortosens lengde er 11 - 17,5 cm på volarsiden.

Bruksområder

Revmatiske problemer. Nevrologiske skader hvor håndleddet trenger støtte og/eller korrigerende. Etter avsluttet gipsbehandling. Betennelser.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd	Håndflate-mål	Lengde på volarsiden
35305	Svart	Ve/Hø	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm
35305	Svart	Ve/Hø	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm
35305	Svart	Ve/Hø	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm
35305	Svart	Ve/Hø	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm
35305	Svart	Ve/Hø	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm



SELECTION® OPEN WRIST BARN

En medium stabil håndleddsorthose for barn med en uttagbar formet aluminiumskinne på volarsiden. Ortosens unike egenskap med to tommelbånd, ett som festes rundt tommelen og ett som festes på håndbaken, gir en bedre kontroll av tommelens abduksjon og adduksjon. Selection Open Wrist Barn er tenkt å immobilisere CMC-ledd og håndledd for å minske smerte, veilede håndleddet til nøytralposisjon, og ved behov for å støtte håndleddet etter traume/operasjon. Ortosens lengde er 16 cm på volarsiden.

Bruksområder

Revmatoid artritt, CP, etter traume/operasjon.

Art. nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets Håndledd	Håndflate-mål	Lengde på volarsiden
35306	Svart	Ve/Hø	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm
35306	Svart	Ve/Hø	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm
35306	Svart	Ve/Hø	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm



SELECTION® Ulnardeviasjonsortose

SELECTION® Ulnardeviasjonsortose er ment å forbedre fingrenes posisjon for å gi en bedre håndfunksjon og dermed et funksjonelt grep. Ortosen avlaster, samtidig som den har en smertelindrende effekt. Den gir støtte til MCP- og PIP-leddene, samtidig som det forbedrer fingerleddenes draretningsretning. Ortosen er designet slik at materialet går langt ut på ulnarsiden over 5. MCP-ledd for å gi best mulig støtte, motvirke draretningen og fordele trykket. Det er mulig å feste borrelåsbandene hvor som helst i materialet, noe som betyr at det ikke er noen begrensninger på hvor båndene er plassert for å oppnå optimal draretningsretning. Fordi ortosen er så tynn og fleksibel, kan den enkelt kombineres med en håndleddortose når ekstra støtte er nødvendig. Spesielt utformede forsterkninger av lavtemperaturplast (ikke overflatebehandlet) kan festes direkte på ortosen.

Bruksområde:

For pasienter med artrose. Ulnardeviasjon kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sykdommer som RA. Selection Ulnardeviasjon kan også brukes til hypermobile ledd og for ekstra stabilitet ved nedsatt muskulatur. Skal ikke brukes i forbindelse med kontrakturer.

Mål:

Omkrets MCP 2-5

Art.nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø	Mål
35218	Svart	X-Small	Ve/Hø	13-16 cm
35218	Svart	Small	Ve/Hø	16-19 cm
35218	Svart	Medium	Ve/Hø	19-22 cm
35218	Svart	Large	Ve/Hø	22-25 cm



Produktutvikling har en sentral funksjon i Camp Scandinavia. Sammen med våre kunder og våre produktspecialister arbeides det flittig med å ta fram nye materialer og nye løsninger som gir bedre produkter for brukeren. Noen andre produkter vi gjerne vil framheve og som finnes på vår hjemmeside og i produktkatalogen vår er:

VISSION™ en serie med tommel- og håndleddsortoser i et stabilere elastikkmateriale med ekstra myk innside.

NEO™ tommelortoser i kort og lang modell. God syntetisk neopren uten latex. Kan godt brukes i våte miljøer.

I tillegg til dette finnes det mange andre ortoser for andre indikasjoner og funksjoner.

Camp Scandinavia er nå også stolt innehaver av en ISO 14001:2015 Miljøsertifisering som tillegg til våre Kvalitetssertifiseringer; ISO 9001:2015 og ISO 13485:2016.



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD
ISO 13485
Medicintekniska produkter
Ledningssystem för kvalitet

