

S.O.T Tommelortose

S.O.T tommelortose er en komfortabel hvile- og nattskinne for artritt- og artrosepasienter. Bruk ortosen som nattskinne i et tidlig stadium for å unngå overstrekking av ligamentene, noe som med tiden kan føre til subluksasjon i leddet. Ortosen er lett å tilpasse med bare noen få trinn, og bidrar til smertelindring for pasienten.



Support for Better Life!

Posisjonerer tommelen i en optimal hvileposisjon

S.O.T Tommelortose er anatomisk formet for å gi tommelen en optimal hvileposisjon. Den er utformet for å begrense bevegelsene i CMC- og MCP-leddene, støtte håndens bue og plassere tommelens ledd og muskler i en komfortabel og god hvileposisjon. Bruk ortosen som en nattskinne i de tidlige stadiene av artritt når man begynner å merke smerten i den adduserte tommelen for å unngå å overstrekke ligament som med tiden kan føre til sublaksjon i leddet.

Tiltenkt bruk:

Artrose*, revmatoid artritt, adduksjonskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Produktets egenskaper

- Det smidige designet gjør den til et utmerket alternativ til spesiallagde hvileortoser
- Kan justeres i takt med at kontrakturen forandres
- Justerbar aluminiumskjerne som kan tilpasses til en individuell passform
- Lett, myk og komfortabel
- Maskinvask med trekket i 40°C



*Når det er behov for ekstra støtte for håndleddet, kan S.O.T Tommelortose brukes sammen med en håndleddsortose.

Art. Nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1**	Mål 2**
287201011	SOT Tommelortose	Small	Venstre	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
287201012	SOT Tommelortose	Medium	Venstre	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287201013	SOT Tommelortose	Large	Venstre	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287202011	SOT Tommelortose	Small	Høyre	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
287202012	SOT Tommelortose	Medium	Høyre	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287202013	SOT Tommelortose	Large	Høyre	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287211011	Ekstra trekk	Small	Venstre	-	-
287211012	Ekstra trekk	Medium	Venstre	-	-
287211013	Ekstra trekk	Large	Venstre	-	-
287212011	Ekstra trekk	Small	Høyre	-	-
287212012	Ekstra trekk	Medium	Høyre	-	-
287212013	Ekstra trekk	Large	Høyre	-	-

**Mål 1: 2-5 MCP, Mål 2: Håndens lengde fra håndledd til fingertuppene