

ACTIVE X™

- ULTRALETT OG VENTILERENDE MATERIALE
- ANATOMISK PATELLAÅPNING
- BÅND SOM KAN FLYTTES
- REGULERBARE LEDD
- SOM TUBE ELLER WRAP
- "STAY UP" PÅ INNSIDEN OG "DRA PÅ" LØKKER



EN SERIE FUNKSJONELLE KNEORTOSER FRA CAMP

ACTIVE X™ SHORT TUBE & WRAP

28051 - Active X Short Wrap

Ortosen har skinner med regulerbart fleksjons-/ekstensjonstopp. Materialet i ortosen gir en mild kompresjon og varme. Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Avtagbare sirkulære bånd med D-ring. Leveres med leddet innstilt i 10° fleksjon. Skinner av aluminium. Brett med stoppere er inkludert i forpakningen.

Total lengde: 32 cm.

Bruksområde: Mild/moderat MCL/LCL instabilitet.
Mindre mediale eller laterale meniskskader.



ACTIVE X™ LONG TUBE & WRAP

28052 - Active X Long Tube

28053 - Active X Long Wrap

Ortosen har skinner med regulerbart fleksjons-/ekstensjonstopp. Materialet i ortosen gir en mild kompresjon og varme. Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Avtagbare sirkulære bånd med D-ring. Leveres med leddet innstilt i 10° fleksjon. Skinner av aluminium. Brett med stoppere er inkludert i forpakningen.

Total lengde: 40 cm.

Bruksområde: Mild/moderat MCL/LCL instabilitet.
Mindre mediale eller laterale meniskskader.
Mild gonartrose.



| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Ve/Hø | Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 28050/28052 | Active X Short Tube / Active X Long Tube | X-Small | Bilateral | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28050/28052 | Active X Short Tube / Active X Long Tube | Small | Bilateral | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 38 - 44 cm |
| 28050/28052 | Active X Short Tube / Active X Long Tube | Medium | Bilateral | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 28050/28052 | Active X Short Tube / Active X Long Tube | Large | Bilateral | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28050/28052 | Active X Short Tube / Active X Long Tube | X-Large | Bilateral | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28050/28052 | Active X Short Tube / Active X Long Tube | XX-Large | Bilateral | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28050/28052 | Active X Short Tube / Active X Long Tube | XXX-Large | Bilateral | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |

Mål 1:
Knemål 15 cm
under midt-patella

Mål 2:
Knemål midt-patella

Mål 3:
Knemål 15 cm
over midt-patella

| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Ve/Hø | Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 28051/28053 | Active X Short Wrap / Active X Long Wrap | Small | Bilateral | 32 - 38 cm | 32 - 38 cm | 39 - 46 cm |
| 28051/28053 | Active X Short Wrap / Active X Long Wrap | Medium | Bilateral | 36 - 42 cm | 36 - 42 cm | 43 - 51 cm |
| 28051/28053 | Active X Short Wrap / Active X Long Wrap | Large | Bilateral | 40 - 46 cm | 40 - 46 cm | 47 - 55 cm |
| 28051/28053 | Active X Short Wrap / Active X Long Wrap | X-Large | Bilateral | 44 - 50 cm | 44 - 50 cm | 51 - 60 cm |
| 28051/28053 | Active X Short Wrap / Active X Long Wrap | XX-Large | Bilateral | 48 - 55 cm | 48 - 55 cm | 56 - 65 cm |
| 28051/28053 | Active X Short Wrap / Active X Long Wrap | XXX-Large | Bilateral | 54 - 61 cm | 54 - 61 cm | 61 - 71 cm |

ACTIVE X™

SLEEVE & SLEEVE PLUS

Ortosen er oppbygd av to ulike materialer. Et mer komprimerende syntetisk neoprenmateriale på framsiden, og et føyelig tynt Lycra materiale på baksiden. Ortosen gir økt kompresjon og forbedret proprioepsjon. Anatomisk formet patellaåpning med en myk polstring for økt patellastabilisering. Borrelåjustering på lårets framside og på leggens bakside. 28056 har en spiralfjær på hver side. 28057 har to spiralfjær og også sirkulære bånd oppe og nede. Forøvrig har ortosene samme design og egenskaper. **Total lengde: 32 cm.**

Bruksområde: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse, lett kneinstabilitet.

28056 - Active X Sleeve



28057 - Active X Sleeve Plus



ACTIVE X™

DOUBLE AXIS

Ortosen har dobbeltleddede skinner og er innstilt i 10° fleksjon. Materialet gir en mild kompresjon og varme. Avtagbare sirkulære bånd med D-ring (ett oppe og ett nede). Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Drapåmodellen har en myk polstring rundt patella for økt stabilisering. **Total lengde: 32 cm.**

Bruksområde: Lett/moderat MCL/LCL instabilitet.

Mindre mediale eller laterale meniskskader.

28059 - Active X Double Axis Wrap



28058 - Active X Double Axis Tube



| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Ve/Hø | Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 28056/28057 | Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus | X-Small | Bilateral | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28056/28057 | Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus | Small | Bilateral | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 38 - 44 cm |
| 28056/28057 | Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus | Medium | Bilateral | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 28056/28057 | Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus | Large | Bilateral | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28056/28057 | Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus | X-Large | Bilateral | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28056/28057 | Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus | XX-Large | Bilateral | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28056/28057 | Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus | XXX-Large | Bilateral | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |

Mål 1:

Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2:

Knemål midt-patella

Mål 3:

Knemål 15 cm over midt-patella

| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Ve/Hø | Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 28059 | Active X Double Axis Wrap | Small | Bilateral | 32 - 38 cm | 32 - 38 cm | 39 - 46 cm |
| 28059 | Active X Double Axis Wrap | Medium | Bilateral | 36 - 42 cm | 36 - 52 cm | 43 - 51 cm |
| 28059 | Active X Double Axis Wrap | Large | Bilateral | 40 - 46 cm | 40 - 46 cm | 47 - 55 cm |
| 28059 | Active X Double Axis Wrap | X-Large | Bilateral | 44 - 50 cm | 44 - 50 cm | 51 - 60 cm |
| 28059 | Active X Double Axis Wrap | XX-Large | Bilateral | 48 - 55 cm | 48 - 55 cm | 56 - 65 cm |
| 28059 | Active X Double Axis Wrap | XXX-Large | Bilateral | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |

| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Ve/Hø | Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 28058 | Active X Double Axis Tube | X-Small | Bilateral | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28058 | Active X Double Axis Tube | Small | Bilateral | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 39 - 44 cm |
| 28058 | Active X Double Axis Tube | Medium | Bilateral | 36 - 41 cm | 36 - 51 cm | 43 - 48 cm |
| 28058 | Active X Double Axis Tube | Large | Bilateral | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28058 | Active X Double Axis Tube | X-Large | Bilateral | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28058 | Active X Double Axis Tube | XX-Large | Bilateral | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28058 | Active X Double Axis Tube | XXX-Large | Bilateral | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |

ACTIVE X™ PATELLA

En åpen modell som er beregnet til å stabilisere patella sideveis. Ortosen har en innebygget spesiallaget innleggspute som ved hjelp av sin konstruksjon legger seg stødig på siden av patella og "griper" tak og holder patella på plass. For ekstra støtte har ortosen en halvmåneformet plastskinne som kan tas ut om ønsket. Materialet er det innovative ventilerende Active X-materialet som er behagelig og føyelig.

Bruksområde: PFSS (Patellofemoralt Smerte Syndrom), Patella luksasjon, Patella sublaksasjon.



28055 - Active X Patella



ACTIVE X™ LATERAL

En føyelig ortose med en innleggspute på lateralsiden for stabilisering av patella. For å gi innleggsputen ekstra støtte har ortosen bånd som festes over og under patella. Båndene dras fra lateral til medial side. Ortosen kan også brukes ved medial luksasjon av patella. Da dras båndene fra medial til lateral side. Ortosen er laget i et latexfritt neoprenemateriale.

Total lengde: 32 cm.

Bruksområde: Patella luksasjon, Patella sublaksasjon, Patellofemoralt Smerte Syndrom.



28054 - Active X Lateral Patella



| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Ve/Hø | Midt-patella |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 28055 | Active X Patella | XX-Small | Bilateral | 24-29 cm |
| 28055 | Active X Patella | X-Small | Bilateral | 28-33 cm |
| 28055 | Active X Patella | Small | Bilateral | 32-37 cm |
| 28055 | Active X Patella | Medium | Bilateral | 36-41 cm |
| 28055 | Active X Patella | Large | Bilateral | 40-45 cm |

| Art.nr. | Beskrivelse | Størrelse | Ve/Hø | Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 |
|---------|------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|
| 28054 | Active X Lateral | X-Small | Ve/Hø | 37 - 40 cm | 28 - 31 cm | 28 - 31 cm |
| 28054 | Active X Lateral | Small | Ve/Hø | 40 - 43 cm | 31 - 34 cm | 31 - 34 cm |
| 28054 | Active X Lateral | Medium | Ve/Hø | 43 - 46 cm | 34 - 37 cm | 34 - 37 cm |
| 28054 | Active X Lateral | Large | Ve/Hø | 46 - 49 cm | 37 - 40 cm | 37 - 40 cm |
| 28054 | Active X Lateral | X-Large | Ve/Hø | 49 - 52 cm | 40 - 43 cm | 40 - 43 cm |
| 28054 | Active X Lateral | XX-Large | Ve/Hø | 52 - 55 cm | 43 - 46 cm | 43 - 46 cm |

Mål 1:
Knemål 15 cm
under midt-patella

Mål 2:
Knemål midt-patella

Mål 3:
Knemål 15 cm
over midt-patella