

SELECTION®

Tekstile kneortoser på en helt ny måte!



BRUKSOMRÅDER

Dette produktet er beregnet for behandling av plager som f.eks. smerte, betennelse og slitasjeskader. Ortosen gir en lett kompresjon og varme. Dette produktet skal brukes av kun en person.

INDIKASJONER

Knesmerte ved belastning, lette ligamentskader eller lette forstuvninger.

KONTRAINDIKASJONER

Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL rupturer. Vær oppmerksom ved hevelse og sirkulasjonsproblemer.

BRUKSOMRÅDER

Dette produktet er beregnet for behandling av ulike patellarelaterte smerteproblemer. Behandling av luksert/subluksert patella når innleggsputen plasseres på siden (medialt/lateralt) eller behandling av smerte i patellasenen, Schlatter syndrom, Jumpers Knee el.l. når innleggsputen plasseres i underkant av patella. Ortosen gir en lett kompresjon og varme. Dette produktet skal brukes av kun en person.

INDIKASJONER

Patella luksasjon, hypermobilitet, betennelse, Jumpers knee, Osgood Schlatter eller patellafemoralt smertesyndrom.

KONTRAINDIKASJONER

Ingen kjente. Vær oppmerksom ved hevelse og sirkulasjonsproblemer.



BRUKSOMRÅDER

Denne ortosen er beregnet for ulike typer knesmerte. Ortosen har flere variasjonsmuligheter og bruksområdet utvides av hvordan disse kombineres. Ortosen gir lett kompresjon og varme. Dette produktet skal brukes av kun en person.

INDIKASJONER

Mild/moderat overstrekking i kneleddet, MCL/LCL instabilitet, ACL instabilitet, mild gonartrose eller postoperativt.

KONTRAINDIKASJONER

Alvorligere kneskader som f.eks. ACL/PCL rupturer. Vær oppmerksom ved hevelse og sirkulasjonsproblemer.

CAMP®
SCANDINAVIA

SUPPORT FOR BETTER LIFE



Minor



Optima



Patella

SELECTION[®]

For å tilfredsstille ønsket om så store variasjoner som mulig mht. størrelser, er SELECTION-modellene tilpasset tre størrelsesmål i henhold til tabellene. For de to WRAP-AROUND-MODELLENE finnes det i tillegg PLUS størrelser som gir mulighet for et videre omfang på låret.

SELECTION[®] Minor
SELECTION[®] Optima
SELECTION[®] Patella



Minor	Optima	Patella	Størrelse	15 cm under Patella	Midt-patella	15 cm over Patella
35700 0010	35702 0010	35704 0010	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm
35700 0011	35702 0011	35704 0011	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm
35700 0012	35702 0012	35704 0012	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm
35700 0013	35702 0013	35704 0013	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm
35700 0014	35702 0014	35704 0014	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm



Minor Wrap

Optima Wrap

SELECTION[®] Minor Wrap
SELECTION[®] Optima Wrap



Minor Wrap	Optima Wrap	Size	15 cm under Patella	Midt-Patella	15 cm over Patella
35701 0010	35703 0010	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
35701 0011	35703 0011	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
35701 0115	35703 0115	Small plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
35701 0012	35703 0012	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
35701 0125	35703 0125	Medium plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
35701 0013	35703 0013	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
35701 0135	35703 0135	Large plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
35701 0014	35703 0014	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
35701 0145	35703 0145	X-Large plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm