



Arm- og skulderortoser



**Mål:** Omkrets rundt albueleddet

## Albue-/hælbeskytter Heelbo™

Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate. Beskytter huden på albuen og forebygger trykksår.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Pk.
53600	Gul	Small	15-20 cm	Selges i par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	Selges i par
53600	Hvit	Large	25-30 cm	Selges i par
53600	Grønn	X-Large	>30 cm	Selges i par



**Mål:** Omkrets 5 cm nedenfor albuen

## EpiGel epicondylitt

Bekvem epicondylittortose med to gelputer som kan flyttes. Den avlaster ved hjelp av kompresjon over ekstensor- og fleksormusklene uten å gi kompresjon rundt underarmen. De myke gelputene er støtdempende. Ortosen har en lav profil. Et enkelt lukkingssystem gjør ortosen lett å ta på og av.

**Bruksområde:** Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28166	Svart	En størrelse	20-35 cm	Bilateral



**Mål:** Omkrets 5 cm nedenfor albuen

## EpiFoam epicondylitt

Epicondylittortose med en skumpute som plasseres enten over ekstensormuskelen for å gi avlastning ved lateral epicondylitt, eller over fleksormuskelen for avlastning ved medial epicondylitt. Et enkelt lukkingssystem gjør ortosen lett å ta på og av.

**Bruksområde:** Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28165	Svart	En størrelse	20-35 cm	Bilateral

## Airtex Epicondylitis Strap

Airtex Epicondylitis bånd gir støtte og kompresjon ved restitusjon etter akutt skade. Ortosen egner seg godt for aktive personer som trenger ekstra støtte ved fysisk aktivitet. Ortosen gir en dynamisk støtte til sener og muskler rundt albuen uten å immobilisere eller minske funksjonaliteten, noe som bidrar til en forbedret behandling. Ortosen har et symmetrisk design for komfort og passform, og er veldig lett å justere. Sitter på plass under aktivitet. Ortosen inngår i den nye AIRTEX-serien fra PRIM, og er utformet med en ny hudvennlig limingsteknikk som gjør det mulig å sammenføye de ulike tekstildelene uten sømmer. Fravær av tråd og sømmer minsker gnag på huden og øker komforten for brukeren.

Airtex produktene er lette med 100% aktiv pusteevne. Stoffet er utformet for å sikre nok ventilasjon gjennom aktivt å hjelpe til med å fjerne varme og svette så huden føles frisk og komfortabel.

**Bruksområde:** Lateral og medial epikondylitt.

Art. nr.	Størrelse	Mål	Farge
28167	En størrelse	20-31 cm	Svart



**Mål:** Omkrets 3 cm nedenfor albuen

## Albueortose Ulnaris

En ortose som effektivt begrenser albuenes fleksjon for å lindre smerte i forbindelse med cubitaltunnelsyndrom.

Ortosen er myk, polstret og med en justerbar aluminiumskinne som lett kan tilpasses. Produktet er produsert av et ultralett materiale som puster. En lomme på innsiden, som armen føres inn i, gjør det lett å ta på ortosen.

**Bruksområde:** Cubitaltunnelsyndrom eller enhver annen lidelse i albuen hvor begrensning/støtte av albuen ønskes.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
42219	Svart	En størrelse	Bilateral



## HemiSafe skulderortose

Myk og behagelig skulderortose med perfekt anatomisk passform.

HemiSafe er beregnet til bruk ved hemiplegi etter slag for å minske smerte i skulderleddet og redusere risikoen for sublaksjon. Ortosen gir støtte for skulderleddet, men tillater bevegelse ved daglig aktivitet. HemiSafe er laget i et materiale som puster. En pute til å legges i armhulen ved ønske om økt abduksjon er inkludert. Ortosen kan tas av og på med en hånd.

**Bruksområde:** Minske smerte i skulderleddet etter slag. Redusere risikoen for sublaksjon i skulderleddet.

**Annen informasjon:** Latexfri.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Ve/Hø
28157	Hvit	Small	80-100 cm	Ve/Hø
28157	Hvit	Medium	100-120 cm	Ve/Hø
28157	Hvit	Large	120-140 cm	Ve/Hø



**Mål:** Rundt brystkassen på høyde med/under armhulen.





**Mål:** Omkrets overarm proximalt.

## Humerux Humerusortose

Denne humerusortosen er basert på de velkjente prinsippene for en Sarmiento ortose, en jevn sirkulær kompresjon. De tre sirkulære båndene strammes uavhengig av hverandre. Forankringen av ortosen over skulderområdet gjør at den sitter godt uten å gli ned. Stroppen som går under motsatt arm har avtagbar polstring for økt komfort. Dette gir en behagelig ortose som er enkel å ta og som pasienten lett kan godta. Det ventilerende materialet i ortosen lar huden puste og reduserer risikoen for irritasjon. Ortosen har to plater av termoplast som kan justeres ved oppvarming om nødvendig, og formen kan justeres med saks. I de fleste tilfeller er ikke dette nødvendig. Ortosen gir fri bevegelse av albueleddet. Ortosen har et innvendig erme som beskytter den følsomme huden når den strammes. Tekstilmaterialene er testet i samsvar med Øko-tex standard 100 og inneholder ikke lateks.

Finnes i en vanlig og en lang versjon.

**Bruksområde:** Humerusfrakturer (Skafftfrakturer).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Lengde	Omkrets
62106	Regular	Svart	Small	25 cm	18-26 cm
62106	Regular	Svart	Medium	27 cm	26-34 cm
62106	Regular	Svart	Large	29 cm	34-42 cm
62106	Regular	Svart	X-large	32 cm	42-50 cm
62107	Lang	Svart	Small	30 cm	18-26 cm
62107	Lang	Svart	Medium	32 cm	26-34 cm
62107	Lang	Svart	Large	34 cm	34-42 cm
62107	Lang	Svart	X-large	36 cm	42-50 cm

## ROM albueortose

Postoperativ albueortose designet for å låse eller kontrollere albuens bevegelse ved behandling av ligamentskader eller stabile frakturer. Tillater kontroll fra 0° til 90° i ekstensjon og fra 0° til 120° i fleksjon. Bevegelsen endres enkelt i 10° intervall. Ortosenes lengde og omfang justeres fra 36 cm til 45 cm. Ortosen inkluderer en armslynge.

**Bruksområde:** Frakturer, postoperativt, tilstand hvor det kreves kontroll av fleksjon og ekstensjon.

Art. nr.	Størrelse	Ve/Hø
62150	En størrelse	Ve/Hø
62149	Ekstra polstring	Bilateral



## ROM albueortose UniBor

Postoperativ albueortose med den siste generasjonens teknologi. Bevegelsen endres enkelt i fleksjon-ekstensjon i 10° intervall med 120° ROM. Leddet kan låses i ønsket posisjon. Ortosenes lengde og omfang kan justeres. En teleskopisk håndstøtte som kan justeres og koples på og av for kontroll av pronasjon-supinasjon, kan bestilles til ortosen. ROM Albueortose UniBor stabiliserer armen og tilbyr en bekvem og effektiv behandling.

**Bruksområde:** Kontroll av fleksjon-ekstensjon av albuen og pronasjon-supinasjon etter traume.

**Annen informasjon:** Lengden på den daglige behandlingen og behandlingstiden skal ordineres av en lege.

Art. nr.	Modell	Ve/Hø
62151	Albueortose UniBor	Bilateral
62152	Ekstra bånd	Bilateral
62153	Hånddel	Bilateral
62154	Ekstra polstring	Bilateral



## Armslynge på rull

Denne enkle varianten av armslyngen (Collar'n Cuff), mitella, leveres på rull à 12 meter. I forpakningen følger det med to ruller, hvor den ene ligger i en dispenser og 10 stk. Y-borrelåsfester for å skape en fiksering av armen. Materialet er mykt og smidig samtidig som det holder formen selv under belastning.

**Bruksområde:** Anbefales ved traume på håndledd, albue og skulder. Kan også brukes i kombinasjon med gips.

Art. nr.	Modell	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
42212	Armslynge på rull	Svart	5 cm	2 x 12 meter	Rull
42224	Y-tabs	Svart	4 cm	15 cm	10 stk.





**Mål:** Albue til MCP.



## Mitella Basis

Enkel armslynge med trinnløst skulderbånd. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig med bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

**Bruksområde:** Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm.  
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47101	Grå	Small	25-28 cm	Bilateral
47101	Grå	Medium	27-30 cm	Bilateral
47101	Grå	Large	29-32 cm	Bilateral
47101	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilateral



**Mål:** Albue til håndledd



## Mitella Mesh

Luftig armslynge med trinnløst justerbart skulderbånd. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig for bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

**Bruksområde:** Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm.  
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilateral
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilateral



**Mål 1:** Slynge Høyde og Bredde  
**Mål 2:** Omslag Høyde og Lengde

## Mitella Wrap

Tradisjonell armslynge i to deler som kan justeres uavhengig av hverandre. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Armdelen har en plastspenne på ryggen som holder sammen de to båndene for å hindre at disse glir ut over skuldrene. Omslaget justeres trinnløst med borrelåsbånd.

**Bruksområde:** Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm.  
Posttraumatiske og postoperative tilstander.


Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilateral
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilateral

## Armslynge FOAM

Armslynge med ekstra bånd for fiksering. Vattert materiale. Justerbart skulderbånd som fester hvor som helst på ortosen.

**Bruksområde:** Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
20031	Grå	Small	28-36 cm	Bilateral
20031	Grå	Medium	35-42 cm	Bilateral
20031	Grå	Large	41-49 cm	Bilateral
20031	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilateral



Mål: Albue til MCP.

## Skulderlås

En universal armslynge med lav profil som er enkel å applisere. Den leveres komplett med et midjebånd rundt kroppen der overarmen er festet for effektivt å immobilisere skulderen. Håndleddsfestet fester til midjebåndet foran og dette festes i sin tur igjen ved skulderstroppen med hjelp av en hurtigspenne. Den har dessuten et ekstra tommelbånd for å holde hånden i rett vinkel for å unngå dropphånd. Skulderstroppen er justerbar for å få en komfortabel passform for pasienten og for å passe til både venstre og høyre side. Det finnes en stor komfortpute som fordeler trykket over skulderen/kragebeinet. Dette er en skulderlås som er lett å montere, og som er komfortabel og enkel i bruk. Midjebåndets lengde er 120 cm.

**Bruksområde:** Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
42213	Skulderlås	Svart	En størrelse



## Armslynge med abduksjonspute

En universell armslynge, som effektivt immobiliserer skulderen. Den komfortable skulderlåsen leveres med en 15° abduksjonspute som enkelt festes på innsiden av selen. Puten er avtagbar.

Den indre delen av abduksjonsputen er formet for å hvile mot pasientens kropp.

**Bruksområde:** Kan brukes for ulike problemer i skulderen. Rotatorcuffkirurgi, glenohumerale dislokasjoner/subluksasjon, posterior/fremre kapselreparasjoner, mykdelskirurgi, overbelastning.

Art. nr.	Farge	Størrelse
42218	Blå	En størrelse





**Mål:** Lengde på underarmen.

## Jura skulderstøtte immobilisering

Jura skulderstøtte – Immobilisering kan brukes som armslynge eller til immobilisering av skulderen. Den er utformet for bruk på både venstre og høyre arm. Den kraftige bomullslyngen med fullt justerbare og vatterte skulder- og kroppsremmer holder armen nær kroppen. Ekstra vattert og avtagbar rem rundt halsen gir optimal komfort. Remmene festes ved hjelp av store D-ringer, noe som gjør det enkelt å applisere løfteselen med bare en arm. Tommelrem for ekstra støtte.

**Bruksområde:** Kan brukes ved en rekke ulike skader og tilstander hvor det er nødvendig å begrense skulderens og/eller albuens bevegelse, f.eks.:

- Dislokasjon
- Forstrekninger og forstuinger
- Før og etter operasjon
- Rehabiliteringsfaser
- Plexus brachialis eller perifer nerveskade

**Kontraindikasjoner:** Ikke appliser produktet i direkte kontakt med skadet hud.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Lengde
42223	Svart	XS	<33 cm
42223	Svart	S	33cm-38cm
42223	Svart	M	37cm-43cm
42223	Svart	L	42cm-48cm
42223	Svart	XL	48cm>



**Mål 1:** Omkrets brystkasse

**Mål 2:** Lengde overarm

## Vission skulderortose IMMO

Vission Skulderortose er beregnet for immobilisering og holde overarm, albue og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er spesielt egnet for skulder- og brystkasseskader. Produktet er vendbart og kan brukes på både venstre og høyre skulder.

**Bruksområde:** Skulder-, arm-, albue- og skader i skulderområdet (fraktur, dislokasjon og forstuving). Etter skulder- og brystkassekirurgi. Plexus brachialis parese.

**Kontraindikasjoner:** Ingen kjente.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm