



Hånd- og håndleddsorthoser



SELECTION® Fingerloop

Et tvillingbånd som effektivt holder sammen to eller flere fingre, så den sterkere fingeren kan hjelpe den svakere som støtte, beskytte og/eller for å øke bevegelsesomfanget. Kan også brukes som en statisk progressiv ortose for økt bevegelsesomfang i DIP-leddet.

Ortosen er laget i 100% slitesterk og hurtigtørkende nylon. Båndet er sveiset uten sømmer, og derfor enkel å skjære til for en individuell passform. Flere biter kan eventuelt brukes samtidig.

Det halvpreparerte Fingerloop-arket som er 10 cm bredt kan enkelt klippes med en saks til enkle bånd i ønsket bredde.

Bruksområder: Støtte for fingrene etter for eksempel skade, operasjon, stabile frakturer, metacarpalfrakturer, kroniske smertetilstander, forstuvninger, leddslitasje og kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark		10 cm	15,5 cm	1



Mallet fingerhylse

Immobiliserer DIP-leddet i ekstensjon og gir samtidig full bevegelighet i PIP-leddet. Brukes normalt uten polstring og fikseres mot mellomste falangen med selvklebende bånd (ikke inkludert).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Pk.	Omkrets
51422	Beige	1 - Small	10 stk.	4.5 - 5.0 cm
51422	Beige	2 - Small/Medium	10 stk.	5.0 - 5.5 cm
51422	Beige	3 - Medium	10 stk.	6.0 - 6.5 cm
51422	Beige	4 - Medium/Large	10 stk.	6.5 - 7.0 cm
51422	Beige	5 - Large	10 stk.	7.0 - 7.5 cm
51422	Beige	5.5 - Large+	10 stk.	7.5 - 8.0 cm
51422	Beige	6 - Large/X-Large	10 stk.	8.0 - 8.5 cm
51422	Beige	7 - X-Large	10 stk.	8.5 - 9.0 cm



Mål: Omkrets PIP-ledd

SOF-Stretch dynamisk fingerortose kort

Ortose som gir en dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk. Bilaterale vaiere kan bøyes for å tilpasse motstanden og gi plass for eventuelt ødem. Den korte designet tillater full bevegelighet i MCP-leddene.

Bruksområder: Fleksjonskontraktur og stramhet i PIP-leddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
51405	Hvit	X-Small	3,8 cm
51405	Hvit	Small	4,4 cm
51405	Hvit	Medium	5,1 cm
51405	Hvit	Large	5,7 cm
51405	Hvit	X-Large	7 cm



Mål: Volart mellom MCP-leddet og DIP-leddet



Mål: Volart mellom den distale palmarbøyen og DIP-leddet

SOF-Stretch dynamisk fingerortose

Ortose som gir en dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk. Bilaterale vaiere kan bøyes for å tilpasse motstanden og gi plass for eventuelt ødem.

Bruksområder: Fleksjonskontraktur og stramhet i PIP-leddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
51400	Hvit	X-Small	5,1 cm
51400	Hvit	Small	6,4 cm
51400	Hvit	Medium	7,6 cm
51400	Hvit	Large	8,9 cm
51400	Hvit	X-Large	10,2 cm
51401	Svart	X-Small	5,1 cm
51401	Svart	Small	6,4 cm
51401	Svart	Medium	7,6 cm
51401	Svart	Large	8,9 cm
51401	Svart	X-Large	10,2 cm



Mål: Volart mellom den distale palmarbøyen og DIP-leddet

SOF-Stretch dynamisk spiralortose

Ekstensjonsortose (Capener) som gir dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Spiralfjærene er plassert på begge sider av PIP-leddet for å gi samme motstand i alle posisjoner. De kan løsnes eller strammes til ønsket motstand. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk.

Bruksområder: Fleksjonskontrakturer og stramhet i PIP-leddet. Utmerket til kontrakturer opp til 45°. Egner seg ikke til rigide kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
51410	Hvit	Small	6,4 cm
51410	Hvit	Medium	7 cm
51410	Hvit	Large	7,6 cm
51410	Hvit	X-Large	8,3 cm

Vission fingerskinne

Fingerskinne for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon som har til hensikt å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ fingerterapi samt ved Dupuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

Bruksområder: Immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46020	Vission Fingerskinne	Small	< 16 cm	Bilateral
46020	Vission Fingerskinne	Medium	16 - 19 cm	Bilateral
46020	Vission Fingerskinne	Large	> 19 cm	Bilateral



Mål: Omkrets håndledd.

Vission multifinger ortose

Denne ortosen er beregnet for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, og har som formål å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ fingerterapi, ved behandling av Dupuytren syndrom samt ved tilstander som krever midlertidig immobilisering av fingrene. Ortosen kan også brukes i samband med behandling av frakturer i metacarpalbenene III-V og dets tilhørende falanger.

Bruksområder: Immobilisering, Dupuytren syndrom, ved frakturer.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Svart	Small	< 16 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Svart	Medium	16 - 19 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Svart	Large	> 19 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.



Mål: Omkrets fingerledd

Oval-8® fingerortose

Oval-8® fingerortose er designet for å støtte, stabilisere eller immobilisere de små leddene på en pasients finger. Det allsidige 3-punkts trykkdesignet gjør at hver Oval-8® fingerortose kan behandle 6 eller flere tilstander med en enkel vending av ortosen. Oval-8® fingerortose er laget i støpt plast og har avrundede kanter for komfort. Ortosen er vanntett og kan brukes under våte forhold. Tilgjengelig i 14 størrelser.

Bruksområder: Oval-8® fingerortose er designet for å bruke tre kontrollpunkter rundt en finger for å holde et ledd rett, forhindre eller begrense bevegelse for beskyttelse, og for å muliggjøre heling. Fingerortosen kan brukes til å håndtere flere fingertilstander avhengig av hvor og hvordan den bæres på fingeren.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Antall pr. pk.
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	2	4,30 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	3	4,50 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	4	4,95 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	5	5,27 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	6	5,70 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	7	5,86 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	8	6,14 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	9	6,35 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	10	6,82 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	11	7,09 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	12	7,40 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	13	7,65 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	14	8,09 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortose	Beige	15	8,20 cm	5
51428	Oval-8® størrelsessett		2-15		1 per størrelse
51429	Oval-8® sett		2-15		44



Mål: Omkrets håndledd.

Vission NEO tommelortose kort

Myk, elastisk tommelortose i neoprene som beskytter og avlaster tommelen samt gir varme. Finnes i to lengder. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket fasong.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommel og håndledd.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsiden er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46025	Kort	Svart	Small	13 - 16 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Svart	Medium	15 - 18 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø

Vission Neo tommelortose lang

Myk, elastisk tommelortose i neoprene som beskytter og avlaster tommelen samt gir varme. Finnes i to lengder. Denne modellen som er lang gir også en lett støtte for håndleddet. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket fasong.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommel og håndledd.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 12,5 cm. Ortosen er laget av Nylon og SBR (neoprene uten Latex).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
46026	Lang	Svart	En størrelse	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

Vission tommelortose kort med skinne

En tommelortose med plastskinne som gir støtte for tommelen og omkringliggende strukturer. Oppbyggingen av det underliggende materialet gjør at skinnen ikke trykker mot ledd eller muskulatur. Materialet er et stabilt og slitsterkt elastikkmateriale som har en myk og behagelig innside. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Instabilitet i tommelens ledd (CMC- eller MCP-leddet), betennelser, slitasjeskader, belastningsrelaterte problemer samt ved revmatiske forandringer.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 13 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.



Mål: Omkrets håndledd

Vission tommelortose lang med skinne

En smidig og elastisk tommelortose i lang modell. Ortosen har en uttakbar metallskinne som gir støtte for tommelen og omkringliggende strukturer samt gir lett støtte til håndleddet. Ortosen er tenkt å begrense bevegelse i CMC og MCP 1 leddene, og for å posisjonere tommelen i en funksjonell posisjon. Den er laget i et stødig og slitesterkt elastikkmateriale med en myk og behagelig innside. Åpent justerbart tommelgrep. Den todelte lukkingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd.

Bruksområder: Osteoartrose og/eller instabilitet i CMC og MCP 1, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 16 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

SELECTION® tommelortose Soft

Smidig og elastisk tommelortose som avlaster og gir lett beskyttelse til tommelens ledd. SELECTION® tommelortose Soft er laget av et smidig, moderne og føyelig materiale som puster og som føles behaglig mot huden. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd og lett CMC-1 artrose.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø

SELECTION® tommelortose Rigid

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet rundt tommelens strukturer. Gir avlastning og stabil støtte til tommelens ledd. Gir også støtte og beskyttelse for tommelens MCP-ledd. SELECTION® tommelortose Rigid er laget av et smidig, moderne og føyelig materiale som puster og som føles behagelig mot huden. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd og lett til moderat CMC-1 artrose.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	Medium	15-17cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd





Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: Håndflatemål

SELECTION® tommelortose barn

Myk og god tommelortose for barn. SELECTION® materialet er tynt, smidig og tillater huden å puste. Ortosen er tenkt å guide hånd og håndledd til en funksjonell posisjon for å lindre smerte ved betennelser og revmatiske tilstander. Ortosen kan også brukes for å redusere spastisitet ved neurologiske tilstander i hånd og håndledd. Tommelgrepet er justerbart og kantene kan trimmes ved behov.

Bruksområder: Posisjonering av hånden etter Brakialplexus nevropatier (BPN), spastisk hånd ved Cerebral Parese. Revmatiske sykdommer.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 9 cm (størrelse M).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35300	Svart	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Ve/Hø
35300	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Ve/Hø
35300	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Ve/Hø
35300	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø
35300	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø



Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens lengde fra håndledd til fingertuppene

S.O.T tommelortose

S.O.T tommelortose er en anatomisk formet hvileortose for tommel og håndflate. Ortosen posisjonerer tommelen i et optimalt hvileleie. Den er utformet for å begrense bevegelsene i tommelens CMC- og MCP-ledd, gi støtte til håndens bue, samt posisjonere tommelens ledd og muskler i en behagelig hvileposisjon. Ortosen har en justerbar aluminiumkjerne som enkelt kan tilpasses og formes om til en individuell passform. Ortosen kan justeres etterhvert som kontrakturen forandres. Det smidige designet gjør den til et utmerket alternativ i stedet for spesiallagede hvileortoser. Les mer om tilpassing og omforming i brosjyren Tips & Tricks.

Når man har behov for ekstra støtte til håndleddet kan S.O.T Tommelortose brukes sammen med en håndleddsorthese. Vission (med art.nr. 46029) og Selection (med art.nr. 35207) er utmerkede ortoser for å kombinere med S.O.T Tommelortose.

Bruksområder: S.O.T Tommelortose er beregnet til bruk ved artrose, revmatoid artritt, adduksjonskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Annet: S.O.T Tommelortose kan vaskes i 40°.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28720	S.O.T Tommelortose	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28720	S.O.T Tommelortose	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28720	S.O.T Tommelortose	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28721	Ekstra trekk	Small			Ve/Hø
28721	Ekstra trekk	Medium			Ve/Hø
28721	Ekstra trekk	Large			Ve/Hø

Basic tommelortose, kort og lang

Ortose med plastskinner. Gir støtte for tommel og omkringliggende strukturer. Materialet er klipt på skrå for best mulig passform og elastisitet. Åpent justerbart tommelgrep. Den lange modellen er 2 cm lengre og gir støtte for håndleddet. Kan kombineres med håndleddsband 27448 for ekstra stabilitet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Basic tommelortose kort - ortosens lengde på radialsiden er 12,5 cm.
Basic tommelortose lang - ortosens lengde på radialsiden er 15 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Tee Pee™ tommelortose

Tommelortose med tre formbare aluminiumskinner, sentralt, dorsalt og palmart. Ortosen gir stabil støtte for tommelen. Laget av perforert luftig mokkaimmitasjon samt fôr som puster.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer og instabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28560	Svart	X-Small	<9 cm	Bilateral
28560	Svart	Small	9-10 cm	Bilateral
28560	Svart	Medium	10-11,5 cm	Bilateral
28560	Svart	Large	11,5-13 cm	Bilateral
28560	Svart	X-Large	>13 cm	Bilateral



Mål: Lengde fra håndledd til tommelens IP-ledd



Mål: Omkrets håndledd

CMC-X Lacer tommelortose

CMC-X Lacer™ tommelortose gir smertelindring ved osteoartritt i tommelens CMC-ledd samtidig som den tillater bevegelse.

Lukkingsystemet med snøring kan enkelt justeres og plassere tommelroten i ønsket abduksjonsgrad for å hjelpe til med å stabilisere CMC-leddet, og samtidig tillate tommelen en funksjonell bevegelse. Den justerbare polstrede aluminiumskinnen arbeider sammen med snøringssystemet og gir et lett trykk med ytterligere stabilisering av CMC-leddet. CMC-X Lacer tommelortose er laget av hypoallergen CoolFlex™-materiale for komfort og kompresjon. CMC-X Lacer inneholder ikke latex eller neoprene.

Bruksområder: Osteoartritt i tommelens CMC-ledd, medial sublaksjon av tommelens CMC-ledd.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28562	Svart	X-Small	<14 cm	Bilateral
28562	Svart	Small	14-16 cm	Bilateral
28562	Svart	Medium	16-18 cm	Bilateral
28562	Svart	Large	18-19,5 cm	Bilateral
28562	Svart	X-Large	>19,5 cm	Bilateral



Mål: Omkrets håndledd

CMC tommelortose

Denne tommelbaseortosen er beregnet til å støtte CMC-leddet ved ustabilitet og slitasjeskader. Den polstrede indre skinnen i kombinasjon med et ytre elastisk lukkingsbånd gir kompresjon av tommelbasen, og hjelper dermed til med å stabilisere CMC-leddet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer og ustabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28561	Svart	X-Small	<14 cm	Ve/Hø
28561	Svart	Small	14-15,5 cm	Ve/Hø
28561	Svart	Medium	15,5-17,5 cm	Ve/Hø
28561	Svart	Large	17,5-19,5 cm	Ve/Hø
28561	Svart	X-Large	>19,5 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets rundt MCP-leddene.

CMCcare tommelortose

Tommelortose som støtter tommelens CMC-ledd og holder metakarpalleddet i en funksjonell posisjon med gripefunksjonen opprettholdt. Ortosen har en integrert formbar aluminiumskinne og en justerbar borrelås. Det anatomiske designet, med sine avfasede kanter, gir en perfekt passform og best mulig komfort. Håndleddet og øvrige deler av hånden kan bevege seg fritt uten å hindres av ortosen.

Bruksområder: Osteoartritt i tommelens ledd, ustabilitet i tommelen, postoperativt etter artroplastikk av CMC-1 leddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28552	Grå	Small	16 - 19,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Medium	19,5 - 22,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Large	22,5 - 26 cm	Ve/Hø

Tommelortose Rigid Airmed

Ortose for tommelbasen beregnet for posttraumatisk immobilisering av tommelens MCP-ledd. Ortosen gir støtte og avlaster trapezio-metakarpalleddet. Hjelper pasienten med å begrense bevegelser som kan forårsake skade eller smerte. Ortosen har innsydde metallskinner som kan formes etter behov. Ortosen er myk og behagelig i bruk. Har ventilasjonshull.

Bruksområder: Posttraumatisk immobilisering av tommelens MCP-ledd, karpaltunnelsyndrom og tendinitt.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse S).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilateral
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilateral
28551	Grå	Small	14 - 18 cm	Bilateral
28551	Grå	Large	18 - 22 cm	Bilateral



Mål: Omkrets håndledd.

Sporlastic tommelortose

Stabil tommelortose laget av plastmateriale for immobilisering av tommelen i funksjonsstilling. Påsydd borrelås gir fleksibel lukning. Stockinette i high-tech fiber som tar opp fuktighet og gir myk polstringseffekt er inkludert.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt og instabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28545	Beige	Small	<17 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Large	>19 cm	Ve/Hø
28547	Ekstra innerhanske	Small		Bilateral
28547	Ekstra innerhanske	Medium		Bilateral
28547	Ekstra innerhanske	Large		Bilateral



Mål: Omkrets håndledd



SELECTION® Ulnardeviasjonsortose

SELECTION® Ulnardeviasjonsortose er ment å forbedre fingrenes posisjon for å gi en bedre håndfunksjon og dermed et funksjonelt grep. Ortosen avlastar, samtidig som den har en smertelindrende effekt.

Den gir støtte til MCP- og PIP-leddene, samtidig som det forbedrer fingerekstensorenes draretning.

Ortosen er designet slik at materialet går langt ut på ulnarsiden over 5. MCP-ledd for å gi best mulig støtte, motvirke draretningen og fordele trykket. Det er mulig å feste borrelåsbåndene hvor som helst i materialet, noe som betyr at det ikke er noen begrensninger på hvor båndene er plassert for å oppnå optimal draretning. Fordi ortosen er så tynn og fleksibel, kan den enkelt kombineres med en håndleddortose når ekstra støtte er nødvendig. Spesielt utformede forsterkninger av lavtemperaturplast (ikke overflatebehandlet) kan festes direkte på ortosen.

Bruksområder: For pasienter med artrose. Ulnardeviasjon kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sykdommer som RA. Selection Ulnardeviasjon kan også brukes til hypermobile ledd og for ekstra stabilitet ved nedsatt muskulatur. Skal ikke brukes i forbindelse med kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35218	Svart	X-Small	13-16 cm	Ve/Hø
35218	Svart	Small	16-19 cm	Ve/Hø
35218	Svart	Medium	19-22 cm	Ve/Hø
35218	Svart	Large	22-25 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets MCP 2-5



Mål: Omkrets håndledd.

SELECTION® håndledd kort

Smidig og elastisk håndleddsorthose uten skinne som er laget av et moderne og føyelig materiale som puster og føles behagelig mot huden. Ortosen som er kortere enn Selection Håndleddsorthose Soft og Rigid gir støtte for håndleddet som ikke hindrer bevegelsen men gir en lett kompresjon.

Låsingsystem med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen noe med saks for optimal passform. Ekstra bånd kan bestilles separat.

Bruksområder: Støtter og avlastet håndleddet etter skade, operasjon, ved kroniske smertetilstander, slitasje i ledd eller overbelastning. Etter ganglion-operasjoner, ved behov for kompresjon. Hypermobile ledd ved Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan også brukes forebyggende ved tunge eller monotone bevegelsesmoment.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35223	Kort uten skinne	Beige	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35223	Kort uten skinne	Beige	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35223	Kort uten skinne	Beige	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35223	Kort uten skinne	Beige	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35223	Kort uten skinne	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndleddsorthose Soft

Smidig, elastisk håndleddsorthose laget av et moderne og føyelig materiale som puster og som føles behagelig mot huden. SELECTION® myk har en formet plastskinne på volarsiden og en mykere rett plastskinne på dorsalsiden. Skinnene er uttagbare. Den todelte låsingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform.

Bruksområder: Når håndleddet trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm. Ekstra volarskinne kan bestilles i pk. à 10 stk.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: Omkrets underarm



Mål: Omkrets håndledd.

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen er en middels stabil håndleddsorthose med dobbel lukkefunksjon. Den kan åpnes opp helt og deretter løst lukkes med borrelås og strammes til med snøring. Brukeren kan selv velge om den skal åpnes helt hver gang ortosen tas på/av eller om bare snøringsfunksjonen skal benyttes. Den har en lav skjæring i hånden for å følge hånden sitt naturlige punkter/områder for bøyning og utskjæringen rundt tommelen lar thenarmuskulaturen arbeide fritt. Den todelte snørelukkingen i kombinasjon med borrelåsen gjør det mulig å tilpasse vidden ved en bredere underarm. Fordi snøringen kommer fra ulnarsiden minsker risikoen for at tommelen posisjoneres feil. Regulerbart tommelbånd som utgår volart. På grunn av materialets konstruksjon er det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform. Laget i det luftige og behagelige SELECTION®-materialet med alle funksjonene det medfører. Orthosen er 22 cm lang, dvs. 4 cm lengre enn en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumsskinne på volarsiden som er uttagbar.

Bruksområder: Etter leget radiusfraktur, mykdelsskader, betennelser, slitasjeskader, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Kontraindikasjoner: Skal ikke benyttes ved ulegede frakturer.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	X-Small	<11 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø



Mål: Lengde leddsenter MCP1 – leddsenter IP1.

SELECTION® Radialis tommedel

Tekstil tommedel som kombineres med SELECTION® Håndleddsorthoser 35204, 35205 og 35209. Tommeldelen kan med fordel også kombineres med SELECTION® Radialis Fingerdel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til bruk ved Radialisparese (dropphånd på grunn av skade på radialisnerven) for å gjøre det mulig med en funksjonell gripeevne i tiden nerven leges.

Bruksområder: Radialisparese

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Svart	Small	3 - 4 cm	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Svart	Large	5 - 6 cm	Ve/Hø

SELECTION® Radialis fingerdel

Tekstil Fingerdel som kombineres med SELECTION® Håndleddsorthoser 35204, 35205 og 35209. Fingerdelen kan med fordel også kombineres med SELECTION® Radialis Tommeldel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til bruk ved Radialisparese (dropphånd på grunn av skade på radialisnerven) for å gjøre det mulig med en funksjonell gripeevne i tiden nerven leges.

Bruksområder: Radialisparese.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Small	17 - 20 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Medium	20 - 23 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Large	23 - 27 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets MCP 2-5.

SELECTION® Open Wrist

En stabil og enkel håndleddsorthose i det behagelige SELECTION® materialet. Ortosen har en formet plastskinne på volarsiden og en smal plastskinne dorsalt. Ortosen har et stabiliserende bånd rundt håndleddet, og tas enkelt på med en hånd. SELECTION® Open Wrist er en tenkt brukt når håndleddet trenger avlastning.

Bruksområder: Betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm. Ekstra volarskinne kan bestilles i pk. à 10 stk.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35207	Svart	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35207	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35207	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35207	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35207	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Mål: Omkrets håndledd.

SELECTION® Bromsa håndledd

Selection Bromsa håndledd er beregnet for å begrense bevegelsen i håndleddet for å avlaste håndekstensorene, støtte håndleddet og minske smerte ved bl.a. tennisalbue. Ortosen har myke plastskinner på håndbaken, justerbart bånd for tommelen og SELECTION lukking med lisser. Støtten kan tilpasses ved å velge å ha en eller to skinner i lommen. Snøringslukkingen gjør at ortosen bedre slutter seg om hånden og gir en bedre passform.

Bruksområder: Lateral epikondylitt, hypermobilitet, revmatiske problemer, uspesifisert smerte.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Small	<11 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	Small	11-14 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

SELECTION® håndleddsortose Rigid

Smidig, elastisk håndleddsortose med tommedel laget av et moderne og føyelig materiale som puster og som føles behagelig mot huden. Tommeldelen gir ved sitt stabilere materiale en bra støtte og holder tommelen i nøytralposisjon. SELECTION® Rigid har en formet plastskinne på volarsiden og en mykere rett plastskinne på dorsalsiden. Skinnene er uttagbare. Den todelte låsingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform.

Bruksområder: Når håndleddet og tommelen trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm. Ekstra volarskinne kan bestilles i pk. à 10 stk.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35206	Ridig	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndledd barn

Myk og behagelig håndleddsorthese for barn. Den stabile ortosen har en aluminiumskinne på volarsiden og to dråband for en enkel og trinnløs lukking. Skinne er uttagbar. SELECTION® materialet er tynt, smidig og tillater huden å puste. Tommelbåndene er justerbare og kantene er myke. Fargedetaljene er valgt for å tiltale barn.

Bruksområder: Revmatiske problemer. Nevrologiske skader hvor håndleddet trenger støtte og/eller korrigerende. Etter avsluttet gipsbehandling. Betennelser.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35305	Svart	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Ve/Hø
35305	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Ve/Hø
35305	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35305	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Ve/Hø
35305	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: Håndflatemål

Mål 3: Ortosens lengde på volarsiden

SELECTION® Open Wrist barn

En stabil og enkel håndleddsorthese i det behagelige SELECTION® materialet. Ortosen har en formet aluminiumskinne på volarsiden. Den har to tommelbånd, ett som festes rundt tommelen, og ett som festes på håndbaken for å holde tilbake tommelen så den ikke faller inn i håndflaten. Selection Open Wrist Barn er beregnet til å immobilisere CMC-ledd og håndledd med formålet å minske smerte, veilede håndleddet til en nøytral posisjon og ved behov for støtte til håndleddet etter traume/operasjon.

Bruksområder: Revmatoid artritt, CP, etter traume/operasjon.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35306	Barn	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: Håndflatemål

Mål 3: Ortosens lengde på volarsiden



Mål: Omkrets håndledd

Vission håndleddsorthose kort

En litt kortere håndleddsorthose, laget i et stabilt og slitesterkt elastisk materiale med en myk og behagelig innside. Modellen er helt åpen, og enkel å ta på og av. Orthosen har en god anatomisk passform inne i hånden, over håndbaken og rundt tommelens muskulatur. Denne modellen er uten skinne volart. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Støtter og avlaster håndleddet etter skade, operasjon, fjerning av gips, hypermobilitet, revmatiske problemer, ved kroniske smertetilstander, slitasje i ledd eller overbelastning. Kan også brukes forebyggende ved tunge eller monotone bevegelsesmoment.

Annet: Orthosens lengde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

Vission håndleddsorthose med skinne

En håndleddsorthose i standardmodell laget i et stabilt og slitesterkt elastisk materiale med en myk og behagelig innside. Modellen er helt åpen og enkel å ta på og av. Orthosen har en god anatomisk passform inne i hånden, over håndbaken og rundt tommelens muskulatur. Den gir en stabil støtte og har en formbar plastskinne volart. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: Orthosens lengde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø

Vission håndleddsartose med tommeldel

Smidig, elastisk håndleddsartose med tommeldel som er laget i et stødig og slitesterkt elastikkmateriale med en myk og behagelig inside. Ortosen er beregnet til å begrense bevegelse i CMC og MCP 1 leddene, posisjonere tommelen i en funksjonell posisjon samt begrense fleksjon i håndleddet. Ortosen har en formet plastskinne på volarsiden. Tommeldelen har et ekstra bånd som ytterligere kan justere tommelgrepet.

Bruksområder: Lett til moderat instabilitet i CMC og MCP 1, ligamentskader, betennelser, degenerative sykdommer, traume.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46031	Med tommel	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Basic håndleddsartose, kort og lang

Enkel håndleddsartose i kort og lang modell med borrelås. Gir god støtte og kompresjon. Åpne modeller som er lette å ta på og av. Uttagbar og formbar aluminiumsskinne volart. Standardmodell med hook som festpunkt og loop som lukning gir fleksibilitet ved valg av størrelse. Kort modell kan kompletteres med ekstra bånd 27448 for ekstra stabilitet. Den lange modellen har et fastmontert elastisk bånd rundt håndleddet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Basic håndleddsartose kort - Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm. Basic håndleddsartose lang - Ortosens lengde på volarsiden er 21 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Mål: Omkrets håndledd

Basic håndleddsorthose

Håndleddsorthose med integrert bånd som gir ekstra bra støtte for håndleddet. Det brede proximale båndet med stor overflate for lukking, gir fleksibilitet ved valg av størrelse og forenkler på- og avtaking. Åpen modell som gjør ortosen lett å ta på og av. Uttagbar og formbar aluminiumskinne volart. Høyt skåret ved lillefingersiden for ulnar støtte.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27446	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27446	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Basic håndleddsorthose med tommel

Unikt designet håndleddsorthose. Den støtter også tommelen uten å bli klumpete. Tommeldelen er delvis frittstående for å følge thenarmuskulaturen og sikre en god passform. Tommelen holdes i nøytralposisjon ved hvile. Uttagbar og formbar aluminiumskinne volart. Tommelens skinne i fleksibel plast løper langs hele ortosen for ekstra stabilitet. Standardmodell med hook som festpunkt og loop som lukking gir fleksibilitet ved valg av størrelse.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27442	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27442	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø





Mått: Omkrets handled

Airtex Wrist Support

Airtex håndleddsstøtte gir støtte og kompresjon under restitusjon etter akutt skade. Ortosen egner seg godt for aktive personer med behov for ekstra støtte rundt håndleddet ved fysisk aktivitet. Ortosen gir dynamisk støtte til sener og muskler rundt håndleddet uten å immobilisere eller redusere håndleddets funksjonalitet. Ortosen har dobbel justering med hjelp av to rigide bånd for økt stabilitet, og fester som kan justeres individuelt for å regulere kompresjonen.

Ortosen inngår i den nye AIRTEX-serien fra PRIM, og er utformet med en ny hudvennlig limingsteknikk som gjør det mulig å sammenføre de ulike tekstildelene uten sømmer. Fravær av tråd og sømmer minsker gnag på huden og øker komforten for brukeren. Airtex produktene er lette med 100% aktiv pusteevne.

Bruksområder: Artrose, artritt, tendinitt, bursitt, forstuinger og mindre skader. Støtte og beskyttelse ved sport- og arbeidsaktiviteter.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
28553	Svart	One Size	13-26 cm

Wrist Lacer™ II, kort

Veldig stabil håndleddsartose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Skinnene kan tas ut og formes. En pute på innsiden av ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Låsingsystem med unikt design som gir en jevn kompresjon gjennom alle fire båndene. Kompresjonen kan enkelt justeres av pasienter med uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatisk og postoperativt.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 21 cm i størrelse M.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Pediatric	<12 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

Wrist Lacer™ II, lang

Veldig stabil håndleddsartose i lang modell med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Skinnene kan tas ut og formes. En pute på innsiden av ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Låsesystem med unikt design som gir en jevn kompresjon ved hjelp av alle de fire båndene. Kompresjonen kan enkelt justeres av pasienter med uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 26 cm i størrelse M.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.



Mål: Omkrets håndledd

V-Strap™ kort

Ligner Wrist Lacer, men har annet lukkesystem og passform. Ortosen følger håndens konturer og passer godt også til en bred hånd. Det patenterte V-formede lukkesystemet holder båndene på plass i D-ringene ved på- og avtaking.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	XX-Small	< 12 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø

V-Strap™ lang

Ligner Wrist Lacer, men er annerledes i lukkesystem og passform. Ortosen følger håndens konturer og passer godt også til en bred hånd. Det patenterte V-formede lukkesystemet holder båndene på plass i D-ringene ved på- og avtaking.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 26 cm.



Mål: Omkrets håndledd

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø

Ryno Lacer® II håndleddsorthose

Meget stabil håndledds- og tommelortose med formbare aluminiumskinner dorsalt, volart og radially. Den radiale tommelskinnen løper i hele ortosens lengde og immobiliserer tommelen effektivt. Laget i slitesterk mokkaimitasjon med fôr som puster. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd. Ryno Lacer II er en oppdatert og forbedret RynoLacer med bedre polstring i håndflaten, mer polstring over tommelen og en oppdatering av velcroen på ortosen sin underside.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 22 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28576	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28576	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28576	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28576	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Tripod™ Wrist Lacer, kort

En meget stabil håndleddsorthose med samme gode komfort og funksjonelle egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbare aluminiumskinner som er plassert ulnart, palmart og dorsalt. Disse skinnene virker sammen for å hindre radial-ulnar deviasjon og minimere fleksjon-ekstensjon av håndleddet. Den ulnare skinnen sammen med det doble snøringssystemet motvirker radial-ulnar deviasjon. Akkurat som Wrist Lacer tillater Tripod en fullt bevegelig tommel. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, radial-ulnar deviasjon, carpaltunnelsyndrom, revmatologiske sykdommer og spastisitet..

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Mål: Omkrets håndledd

Lacer Wrist kort

Lacer Wrist er en meget stabil håndleddsorthese med formbare skinner dorsalt og volart, samt med et stabiliserende håndleddsband. Snøringslukkingen muliggjør en enkel applisering med en hånd. Puten i håndflaten gir ytterligere støtte og komfort. Lacer Wrist brukes ved ulike skader og tilstander, samt før og etter operasjoner. Produktet finnes også i en lang versjon (art.nr 51427) samt i mange størrelser for å passe ulike behov.

Bruksområder: Skader og tilstander i mykvevet samt behandling etter frakturer. Posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Lengde	Omkrets	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	XX-Small	18 cm	10,5-12,5 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Small	20 cm	12,5-14 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Small	21 cm	14-16 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Medium	21 cm	16-18 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Large	21 cm	18-19,5 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Large	21 cm	19,5-21,5 cm	Ve/Hø

Lacer Wrist lang

Lacer Wrist er en meget stabil håndleddsorthese med formbare skinner dorsalt og volart, samt med et stabiliserende håndleddsband. Snøringslukkingen muliggjør en enkel applisering med en hånd. Puten i håndflaten gir ytterligere støtte og komfort. Lacer Wrist brukes ved ulike skader og tilstander, samt før og etter operasjoner. Produktet finnes også i en kort versjon (art.nr. 51426) samt i mange størrelser for å passe ulike behov.

Bruksområder: Artritt, forstuinger, slitasje og instabilitet. Skader og tilstander i mykvevet. Behandling etter frakturer.



Mål: Omkrets håndledd

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Lengde	Omkrets	Ve/Hø
51427	Lace Wrist Lang	Svart	Small	24 cm	14-16 cm	Ve/Hø
51427	Lacer Wrist Lang	Svart	Medium	24,5 cm	16-18 cm	Ve/Hø
51427	Lacer Wrist Lang	Svart	Large	25 cm	18-19,5 cm	Ve/Hø
51427	Lacer Wrist Lang	Svart	X-Large	25,5 cm	19,5-21,5 cm	Ve/Hø

Gripa håndleddsorthose

Ortosen gir effektiv støtte for håndleddet ved tunge eller monotone arbeidsmoment. Et kraftig elastisk bånd støtter håndleddet. "Tuff Grip" inne i håndflaten sikrer et bra grep om ulike verktøy. Laget i samarbeide med montører i verkstedsindustrien.

Bruksområder: Avlastning for håndflaten samt håndleddet og preventivt ved f.eks. monteringsarbeide.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28210	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28210	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Brems håndleddsorthose

Håndleddsorthose med to fleksible plastskinner dorsalt, som sammen med det kraftige elastiske båndet begrenser dorsalfleksjon av håndleddet. Motstanden justeres enkelt ved å bruke en eller begge plastskinnene, og ved å plassere det elastiske båndet mer proksimalt eller distalt. Ingen skinne volart som påvirker håndens øvrige funksjoner.

Bruksområder: Avlastning av ekstensorsenene i samband med lateral epicondylitt.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28240	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Mål 1: Omkrets håndflate
Mål 2: Omkrets underarm

CTS håndleddsartose

Nattortose av tynn, perforert Kydexplast. Immobiliserer håndleddet. Beregnet for pasienter med karpaltunnelsyndrom med nattlige dovninger og hevelser i hendene.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom.

Annet: Ekstra bånd kan kjøpes separat. Båndet finnes under kapittel Plast og Materiale, art.nr. 25030.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkrets håndflate
Mål 2: Omkrets underarm

CTS Vission

Vission CTS er en nattskinne laget for å lindre og/eller forhindre nattlige dovninger i hendene som oppstår pga. karpaltunnelsyndrom.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom.

Annet: Ekstra bånd kan kjøpes separat.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø
46051	Ekstra båndsett				



Mål: Omkrets rundt MCP-leddene

Thermoskin® varmegansker

Varmehansker som er laget for komfort. Gir varme og jevn kompresjon for midlertidig å lindre smerte på grunn av artrose. Den er laget for å brukes daglig, og teksturen i håndflatene og utskjæringene på fingertuppene gir ekstra bra grep og en bedre følelse for pasientene.

Det patenterte Trioxon®-materialet stimulerer huden, som da produserer varme. Materialet transporterer bort eventuell fuktighet fra huden, og lar huden puste. Det er klinisk bevist at hansken øker temperaturen på hudens overflate og i underhuden med ca. 2° C, noe som forbedrer elastisiteten i muskler, sener og ligament.

Bruksområde: Smerte, stivhet eller betennelse i fingerleddene, svakhet i leddene, synlige deformiteter i fingrene.

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes før det er gått 72 timer etter en akutt skade.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Pk.
53234	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53234	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53234	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53234	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53234	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53234	Svart	XX-Large	>30 cm	1 par



Mål: Omkrets rundt MCP-leddene

OrthoThermic™ hansker

OrthoThermic™ ortopediske hansker gir varme og kompresjon for å redusere eller lindre smerte, stivhet og betennelse. Hanskene har en lav og myk profil som bidrar til en behagelig følelse for brukeren.

Hanskene har et antimikrobielt innerfôr som bruker infrarøde fibre for å skape en termisk effekt som genererer varme og transporterer bort fukt. Det åpne fingerdesignet gjør det mulig å bruke fingrene fullt ut i daglige aktiviteter.

Bruksområde: Sportsskader, skader på grunn av repetitive bevegelser, Artritt, Tendinitt, Nevropati, dårlig sirkulasjon og andre smertetilstander i hånd/ledd.

Kontraindikasjoner: Hudirritasjon, allergi mot nylon eller neoprene, nedsatt blodsirkulasjon.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Pk..
53243	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53243	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53243	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53243	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53243	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53243	Svart	XX-Large	>30 cm	1 par

Ødemhanske

Hansken er laget av myk, silkeglatt nylonlycra og har alle sømmer på utsiden. Hansken finnes med hele fingre eller i ¾ lengde. Gir kompresjon for å lindre ødem i mykdelsvev og smerte ved artrose. Hansken har en åpning i mansjetten for enkel på-/avtaking og en myk passform. Gir 15–25 mmHg skånsom og jevn kompresjon av ødematøst vev. Lengden proksimalt fra håndleddet er 76 mm.

Annet: Kompresjonsklasse 1.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Pk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	XX-Small	10-11 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	X-Small	11-14 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Small	14-17 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Medium	17-19 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Large	19-22 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	XX-Small	10-11 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	X-Small	11-14 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	Small	14-17 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	Medium	17-19 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	Large	19-22 cm	1 stk.	Ve/Hø



Mål: Omkrets ved MCP-ledd.

Isotoner® hansker

Isotoner® terapeutiske hansker lindrer smerte og hevelser i samband med artritt eller etter håndskader.

Finnes med åpen eller hel finger. Det myke stretchmaterialet i nylon og Spandex gir en mild, jevn kompresjon for å lindre smerte og forebygge ødem. Alle sømmer er på hanskens utside, og området rundt tommelen er helt uten sømmer. Gir moderat kompresjon ved ca. 23 til 32 mm Hg trykk. Hanskene passer både menn og kvinner.

Annet: Kompresjonsklasse 2.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Pk.
53538	Åpne fingre	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53538	Åpne fingre	Small	14 cm - 17 cm	Par
53538	Åpne fingre	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53538	Åpne fingre	Large	19 cm - 22 cm	Par
53539	Hele fingre	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53539	Hele fingre	Small	14 cm - 17 cm	Par
53539	Hele fingre	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53539	Hele fingre	Large	19 cm - 22 cm	Par



Mål: Omkrets ved MCP-ledd.



CS-skinne

CS-skinnen er en blå volar skinne laget av Polypropylen. Skinnen er anatomisk forformet i håndens hvileposisjon for å passe en majoritet av voksen befolkning i henhold til antropometriske data. Kan formes om ved å varme den opp med en varmepistol. Skinnen er bygd opp av tynnere og kraftigere partier, hvor den kraftigste støtten ligger ved håndleddet for så å tynnes ut og avsluttes i skinnens lett utover bøyde ender for ikke å gi trykk. Dette gir en dynamisk støtte med god stabilisering der det ønskes.

En myk hvit dorsal plastskinne som er rett i formen. Skinnen har en lett støttende funksjon.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Pk.	Ve/Hø
35210	Volar skinne	Blå	En størrelse	22x168 mm	10	Bilateral
35211	Dorsal skinne	Hvit	En størrelse	11x148 mm	10	Bilateral



Ekstra håndleddsband

Ekstra stabiliserende bånd til våre håndleddsorthoser som passer ulike versjoner.

Art. nr.	Modell	Farge
46032	Vission & Selection ekstra håndleddsband	Svart
27448	Basic ekstra håndleddsband	Blå



S.O.T hvileortose

S.O.T Hvileortose er beregnet for hender som trenger støtte av en ortose ved hvile eller for stretching, for å opprettholde eller øke håndens bevegelighet. Den vel gjennomtenkte biomekaniske posisjonen av leddene stimulerer den spastiske hånden til avslapping, og kan også bidra til redusert smerte. Ortosen kan også brukes for å posisjonere håndleddet i en nøytral posisjon. Trekket fordeler trykket godt på volar- og dorsalsiden av hånden og armen, og kan på denne måten forhindre eller eliminere hevelse. Ortosen leveres i en grunnposisjon for hvile. Den kan enkelt formes om til POSI (Position of Safe Immobilization) for bruk etter traume og håndkirurgi. S.O.T er en smidig og lett ortose med moderne utseende. Kjernen av aluminium gjør at ortosen enkelt kan finjusteres til ønsket posisjon. Aluminiumkjernen er omsluttet av polyetenskum som er dekket med et behagelig tekstilmateriale. Trekkets glatte utside og ortosens lave profil gjør at den får plass under klærne. Det finnes en del ekstra tilbehør til ortosen. Det uelastiske håndleddsbandet kan brukes for å gi et stødigere trykk over håndleddet, f.eks. ved spastisitet. Fingerdelere og kiler i flere ulike størrelser.

Bruksområder: Slag, Cerebral Parese, Revmatoid artritt, pleksus- og muskeldystrofi, radialispårese. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) ved traume frakturer, brannskader, ligamentskader og etter kirurgi.

Annet: Foruten det ekstra håndleddsbandet, finnes det to andre tilbehør: fingerdelere og kile i tre ulike størrelser.



Mål: Mål 1: 2-5 MCP
Mål 2: Håndens lengde fra håndledd til fingertuppene

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28710	S.O.T Hvileortose	Svart	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Ve/Hø
28710	S.O.T Hvileortose	Svart	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Ve/Hø
28710	S.O.T Hvileortose	Svart	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Ve/Hø
28710	S.O.T Hvileortose	Svart	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28710	S.O.T Hvileortose	Svart	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28710	S.O.T Hvileortose	Svart	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28711	MCP kile	Svart	XX-Small	Bredde 65 mm	Høyde 10 mm	Bilateral
28711	MCP kile	Svart	Small	Bredde 75 mm	Høyde 15 mm	Bilateral
28711	MCP kile	Svart	Large	Bredde 90 mm	Høyde 20 mm	Bilateral
28712	Fingerdeler	Svart	Barn			Bilateral
28712	Fingerdeler	Svart	Medium			Bilateral
28712	Fingerdeler	Svart	Large			Bilateral
28713	Ekstra bånd	Svart	XXX-Small-X-Small			Bilateral
28713	Ekstra bånd	Svart	Small-Large			Bilateral
28714	Ekstra trekk	Svart	XXX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	XX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	X-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	Medium			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	Large			Ve/Hø
28726	SOT ekstra stof	Svart	35 x 35 cm			



Jura håndflatebeskytter

Myk ortose som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Ønskes ytterligere ekstensjon kan en rull enkelt settes inn mellom håndflate og fingre.

Bruksområder: Framskredne kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø	Antall pr. pk.
51602	Håndflatebeskytter	Hvit/Beige	One Size	Ve/Hø	3



Håndflatebeskytter

Myk ortose som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Ønskes ytterligere ekstensjon kan en rull enkelt settes inn mellom håndflate og fingre.

Bruksområder: Framskredne kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
51600	Håndflatebeskytter 1 stk.	Hvit/Beige	En størrelse	Ve/Hø
51601	Håndflatebeskytter 3 stk.	Hvit/Beige	En størrelse	Ve/Hø



Håndflatebeskytter med fingerdeler

Myk ortose som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Materialet mellom fingrene gir en lett abduksjon. Kan åpnes helt for enkel påtaging.

Bruksområder: Framskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
51605	Hvit/Beige	En størrelse	Ve/Hø



Carve-It™ håndortose

Ortose som hjelper til med å holde hånden med mild til moderat fingerspasticitet i en funksjonell posisjon. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i hånden er det en anatomisk formet skumdel som bevarer håndflatens velving. En flat underside gjør den enkel å posisjonere f.eks. i sengen. Kan klippes til ønsket form. Universal bruk til både venstre og høyre hånd.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus.

Annet: Avtagbart trekk som kan håndvaskes og lufttørkes.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51650	Hvit	Small/Medium	<7,6 cm	Bilateral
51650	Hvit	Large/X-Large	>7,6 cm	Bilateral



Mål: 2-5 MCP



Sof-Gel™ håndflatebeskytter med fingerdeler

Myk håndflatebeskytter med trykkavlastende minnesskum som beskytter håndflaten og huden mellom fingrene. Den brede volare delen beskytter tommelen.

Bruksområder: Framskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
51615	Beige	One Size	Ve/Hø



Kwik-Form™ hvileortose

Ortose som kan justeres til ønsket posisjon uten verktøy. Borrelåsen fester direkte mot ortosens myke overflate. Støtter tommel, hånd- og håndledd.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus og som hvileskinne.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51638	Svart	Small/Medium	< 18 cm	Ve/Hø
51638	Svart	Medium/Large	> 18 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Comfy håndortose

En hvileortose som hjelper til med å opprettholde/forbedre ekstensjon i håndledd, MP-, PIP- og DIP-leddene. Den forebygger også ytterligere deformiteter, forbedrer ROM og forenkler for en god hygiene av involvert ekstremitet. Ortosen kan justeres til ønsket ekstensjon/fleksjon av håndledd og fingre. For å minske risikoen for skader på huden er trekket er laget av en blanding av polyester og bomull som tillater luft å sirkulere.

Bruksområder: Posisjonere og støtte hånden ved håndledds- MP- PIP- eller DIP bøyningmønster, ulnar deviasjon, dropphånd, deformiteter relatert til nevro-muskulære svekkelser.

Kontraindikasjoner: Sirkulasjonsproblemer, trykkpunkter eller hudirritasjoner.

Mål 1: Fra håndleddet til tuppen av langfingeren.

Mål 2: Total lengde (fra midt på underarmen til tuppen av langfingeren).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
51645	Comfy håndortose	Blå	Small	15-18 cm	28 cm	Bilateral
51645	Comfy håndortose	Blå	Medium	18-20 cm	32 cm	Bilateral