



Nakkeortoser

VRTX Systemet

VRTX-systemet er en modulbasert løsning for støtte av ryggraden som er utformet for å gi optimal bevegelsesbegrensning fra nakken til korsbenet. Systemet tilbyr effektiv støtte som kan tilpasses individuelt for pasienter med ryggskaade eller postoperative behov.

VRTX inkluderer flere komponenter som kan justeres eller kombineres ut fra pasientens individuelle behov. De justerbare komponentene sikrer at et system kan passe et bredt spekter av anatomier.



COLLAR



CTO



CTLSO



LSO



TLSO

Mer informasjon om VRTX TLSO og CTLSO finner du i kapitlet Ryggortoser.

Vista® Collar

Aspen Vista® halskraven gir optimal bevegelsesbegrensning, samtidig som den bidrar til å beskytte mot hudskader og øke pasientens akseptanse. Med sin patenterte høydejusteringsteknologi har halskragen seks høydejusteringsinnstillinger som gjør det enkelt å tilpasse den til et bredt spekter av anatomier, noe som gjør det enkelt å justere den på pasienten.

Aspens unike Cushion Flex Tabs™ gjør at kragen tilpasser seg hver enkelt pasient når den strammes til, slik at den får en skreddersydd passform, og når Occipital Support Strap™ strammes til, tilpasses kragen ytterligere ved å skape en justerbar, tredimensjonal "hylle" som holder bakhodet på plass. Den ekstra store luftrørsåpningen gir funksjonell tilgang for luftveishåndtering og andre viktige prosedyrer.

Bomullspolstringen er allergivennlig, og skumplastpolstringen med åpne celler transporterer fuktighet bort fra huden og sørger for luftgjennomstrømning som tørker opp eventuell fuktighet. Tett, klikkbart skum gir ekstra polstring for å forhindre at huden brytes ned.

Bruksområde: Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.



Art.nr.	Modell	Størrelse
984000	Vista halskrave	One size
984002	Vista-krage, sett med ekstra polstring	One size
984020	Ekstra polstring	Standard
984006	Vista krage bakpanel	Standard
984008	Vista krage bakpanel	Large
984028	Ekstra polstring for bakpanelet	Large



Vista® TX Collar

Aspen Vista® halskrage gir optimal begrensning av bevegelse samtidig som den hjelper til med å beskytte mot hudskader og øker pasientens komfort.

Vista® TX halskrage har alle funksjoner og fordeler som Vista® Collar, men har en lett avtakbar thoraxforlenging som gir ekstra støtte i thoraxområdet.

Med sin patenterte høydejusteringsteknikk tilbyr kragen i en størrelse seks justeringsinstillinger for høyde for enkelt å kunne tilpasses til ett bredt spekter av anatomier, noe som muliggjør enkle justeringer på pasienten.

Aspens unike Cushion Flex Tabs™ gjør at kragen kan tilpasses til hver enkelt pasient når den strammes til for en skreddersydd passform, og ved stramme til Occipital Support Strap™ tilpasses kragen ytterligere ved å skape en justerbar, tredimensjonal "hylle" som beskytter bakhodet. Den ekstra store tracheaåpningen gir funksjonell tilgang for håndtering av luftveier og andre viktige prosedyrer.

Den bomullsførede, allergivennlige skumpolstringen med åpne celler leder bort fukt fra huden og lar luften sirkulere og tørke opp eventuell fukt. Tett, klikkbart skum gir ekstra demping for å forhindre at huden skades.

Bruksområde: Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse
48042	Vista TX Collar	One size

Vista® ICU Back Panel

Aspen Vista® ICU ryggpanel er spesielt utviklet for pasienter som risikerer hudskader på baksiden av hodet på grunn av langvarig ryngleie. Den bruker standard Vista® Collar-ryggpanel og gir samme grad av bevegelsesbegrensning.

Det forlengede ryggpanelet forhindrer at sengen sklir når pasienten roteres eller flyttes, og det forlengede ryggpanelet kan fjernes når pasienten blir mobil. Hvitt eterskum med lav tetthet omslutter pasientens hode og bidrar til å maksimere trykkfordelingen. Grått polyuretanskum med høyere tetthet gir ekstra støtte og struktur. Den åpne utformingen og det åpne celleskummet bidrar til god luftgjennomstrømning og ventilasjon.

Bruksområde: Begrensning av bevegelse på grunn av skade eller ustabilitet hos liggende pasienter i en lengre periode. Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som skinnen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke korsett i henhold til medisinske instruksjoner.



Art.nr.	Modell	Størrelse
48063	Vista ICU Bakre panel	One size
48064	Ekstra polstring	One size



Vista® Multipost Therapy Collar

Vista® MultiPost Therapy Collar er utviklet for å redusere symptomer forbundet med cervikale tilstander som cervikogen hodepine, foroverbøyd hodeholdning og «tekstnakke». Unaturlige hodeposisjoner kan føre til at nakkesøylen kommer ut av balanse, noe som igjen kan føre til radikulopati, nevropati og cervikogene smerter. Vista® MultiPost Therapy Collar bidrar til et bedre miljø for tilheling ved å kombinere en pneumatisk kompresjonsblære som bidrar til å oppnå nøytralitet i nakken, med varm- eller kuldeterapi som er utformet for å redusere betennelse og muskelspasmer. Kragen gir et lett trykk mot haken på forsiden og mot midten av halsryggen på baksiden for å motvirke de unaturlige kreftene som forårsakes av en foroverbøyd hodestilling. En lett tilgjengelig integrert luftpumpe gjør at pasienten raskt kan oppnå det kompresjonsnivået som fungerer best for vedkommende. Det følger med en terapipakke som gir varme- og kjølebehandling.

Bruksområde: Cervikogen hodepine, Tap av bevegelsesutslag, Foroverbæring av hodet, Generelle nakkesmerter, Muskelspasmer, Radikulopati, Hyperkyfose, Nevropati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som skinnen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke korsett i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell
48049	VISTA Multipost Therapy Collar
48050	Sett med erstatningspolster
48051	Ekstra polstring for hakepartiet
48052	Erstatningssett

Vista® CTO

Vista® CTO er utviklet for pasienter som trenger mer støtte enn bare en nakkekragen. Den gir ekstra bevegelsesbegrensning og har flere justeringspunkter for å sikre en komfortabel og effektiv passform for mange forskjellige pasientanatomier.

I likhet med Vista® Collar er Vista CTO fullt justerbar, og det kreves bare én størrelse. Den gir mulighet til å gå ned til bare en halskragen for å støtte pasienten under rekonvalesensen. Aspen® bomullspolstring transporterer fuktighet bort fra pasientens hud, mens klikkbart polyuretanskum bidrar til å gi optimal trykkfordeling.

Bruksområde: Dekompresjonsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, distorsjoner/forstrekninger, Cervikogen hodepine, Cervikalt skivesyndrom, Muskuloskeletale smerter, Radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse
48058	Vista CTO	One size
48059	Vista CTO Oppgraderingssett, Anterior	-
48062	Vista CTO/CTO4 Ekstra Polstring	-





Vista® CTO4

Vista® CTO4 er utviklet for de pasientene som trenger mer støtte enn bare en halskrage. Vista® CTO4 er utformet for å øke bevegelsesbegrensningen i alle tre bevegelsesplan - fleksjon/ekstensjon, lateral bøyning og aksial rotasjon. Selv om Vista® CTO4 gir denne graden av bevegelsesbegrensning, er den komfortabel for pasientene og polstret på alle kontaktpunkter for å sikre etterlevelse. Den kan enkelt trappes ned til Vista® CTO for å støtte progresjonen i pleien. Vista® CTO4 er fullt justerbar, og det trengs bare én størrelse. Aspen® bomullspolstring transporterer fuktighet bort fra pasientens hud, mens klikkbart polyuretanskum bidrar til å optimalisere trykkfordelingen.

Bruksområde: Dekompressive prosedyrer, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Forstuinger/strekk, Cervikogen hodepine, Cervikalt skivesyndrom, Muskuloskeletale smerter, Radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse
48060	Vista CTO4	One size
48061	Vista CTO4 Oppgraderingssett, Posterior	-
48062	Vista CTO4/CTO Ekstra polstring	-

VRTX Collar

VRTX stiv halskrage er utviklet for et bredt spekter av pasientanatomier og gir raskere og mer presis påføring. Kragen er en del av det modulære VRTX-systemet som gir optimal bevegelsesbegrensning ved stabile, flernivå ryggskader - en standard ryggløsning som er klar når pasienten trenger den. Den prefabrikkerte VRTX-kragen, CTO, LSO, TLSO og CTLSO kan trappes opp eller ned avhengig av pasientens behov, og den intuitive universaldimensjoneringen bidrar til å øke effektiviteten.

Kragen har et symmetrisk bakpanel som er utformet for å sikre riktig passform. Den justeres automatisk til pasientens nøytrale hodestilling. Den har kortere sider og flere høydejusteringer for å passe til et bredere spekter av pasienter. Polstringen på front- og bakpanelene har en enkel utforming som gjør det lett å skifte.

Bomullspolstringen er allergivennlig, og har åpne celler som transporterer fuktighet bort fra huden og sørger for luftgjennomstrømning slik at eventuell fuktighet tørker opp. Tett, klikkbart skum gir ekstra polstring for å forhindre at huden brytes ned.

Bruksområde: Dekompressive prosedyrer, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Distorsjoner/forstrekninger, Cervikogen hodepine, Cervikalt skivesyndrom, Muskel- og skjelettsmerter, Radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som skinnen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke korsett i henhold til medisinske instruksjoner.



Art.nr.	Modell	Størrelse
48068	VRTX COLLAR	One Size
48069	VRTX COLLAR set - inkluderer ekstra polstring	-
48070	Ekstra polstring	-



VRTX TX Collar

VRTX stive nakkekrager er utformet for et bredt spekter av pasientanatomier og forbedrer påføringstiden og nøyaktigheten. TX-kragen leveres med en lett avtakbar thoraxforlengelse som gir ekstra dekning i thoraxområdet for optimal begrensning av fleksjons-/ekstensjonsbevegelser.

Kragen er en del av VRTX Modular System, som gir optimal bevegelsesrestriksjon for stabile ryggskader på flere nivåer - en ryggløsning som er klar til bruk når pasienten trenger den. Den prefabrikkerte VRTX-kragen, CTO, LSO, TLSO og CTLSO kan trappes opp eller ned avhengig av pasientens behov, og den intuitive universaldimensjoneringen bidrar til å øke effektiviteten.

VRTX TX-kragen har et symmetrisk bakpanel som er utformet for å sikre riktig passform. Den justeres automatisk til pasientens nøytrale hodeposisjon. Den har kortere sider og flere høydejusteringer for å passe til et bredere spekter av pasienter. Polstringen på front- og bakpanelene har en enkel utforming som gjør det lettere å skifte.

Bomullspolstringen er allergivennlig og har åpne celler som transporterer fuktighet bort fra huden og lar luftstrømmen tørke opp eventuell fuktighet. Tett, klikkbart skum gir ekstra polstring for å forhindre at huden brytes ned.

Bruksområde: Dekompressive prosedyrer, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Distorsjoner/forstrekninger, Cervikogen hodepine, Cervikalt skivesyndrom, Muskel- og skjelettsmerter, Radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som skinnen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke korsett i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse
48074	VRTX TX Collar	One Size
48075	VRTX TX Collar-sett - inkludert ekstra polstring	
48076	VTRX TX Collar Bakpanel	
48077	Ekstra Polstring	

VRTX Multipost Collar

VRTX stive halskrager er utformet for et bredt spekter av pasientanatomier og forbedrer påføringstiden og nøyaktigheten. Multipost Collar har til forskjell fra den almindelige VRTX Collar en optimalisert bakhodestøtte og et bakpanel som gir økt synlighet og gjør det enklere å inspisere huden uten å ta av kragen.

Kragen er en del av VRTX Modular System, som gir optimal bevegelsesbegrensning ved stabile flernivåskader på ryggraden - en ferdig ryggløsning som er klar når pasienten trenger den. Den prefabrikkerte VRTX-kragen, CTO, LSO, TLSO og CTLSO kan trappes opp eller ned avhengig av pasientens behov, og den intuitive universaldimensjoneringen bidrar til å øke effektiviteten.

VRTX Multipost Collar har kortere sider og flere høydejusteringer for å passe til et bredere spekter av pasienter, og den har en enkel utforming av front- og bakpanel for enklere skift.

Bomullspolstringen er allergivennlig og har åpne skumceller som transporterer fuktighet bort fra huden og sørger for luftgjennomstrømning slik at eventuell fuktighet tørker opp. Tett, klikkbart skum gir ekstra polstring for å forhindre at huden brytes ned.

Bruksområde: Dekompressive prosedyrer, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Distorsjoner/forstrekninger, Cervikogen hodepine, Cervikalt skivesyndrom, Muskel- og skjelettsmerter, Radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som skinnen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke korsett i henhold til medisinske instruksjoner.



Art.nr.	Modell	Størrelse
48065	VRTX Multipost Collar	One Size
48066	VRTX Multipost Collar Set - inkludert ekstra polstring	
48067	Ekstra polstring	



VRTX CTO

VRTX CTO tilbyr spesialisert bevegelsesrestriksjon for cervical-thoracalcolumna i alle tre bevegelsesplan - fleksjon/ekstensjon, lateral bøyning og aksial rotasjon. VRTX CTO er komfortabel for pasienten og er polstret på alle kontaktpunkter for å sikre god etterlevelse.

Den har en låsbar sternaljustering og fleksibel thoraxjustering for å gi pasienten komfort når han/hun sitter oppreist. VRTX CTO er tilgjengelig i en versjon med to eller fire stolper (CTO4) for mer eller mindre bevegelsesbegrensning. Den kan enkelt trappes ned til en CTO VRTX MultiPost Collar for å støtte progresjonen i pleien.

VRTX Modular System gir optimal bevegelsesbegrensning for stabile ryggskader på flere nivåer - en ryggløsning som er klar til bruk når pasienten trenger den. Den prefabrikkerte VRTX Collar, CTO, LSO, TLSO og CTLSO kan trappes opp eller ned avhengig av pasientens behov, og den intuitive universalstørrelsen bidrar til å øke effektiviteten.

Bomullspolstringen er allergivennlig og har åpne celler som transporterer fuktighet bort fra huden og sørger for luftgjennomstrømning slik at eventuell fuktighet tørker opp. Tett, klikkbart skum gir ekstra demping for å forhindre at huden brytes ned.

Bruksområde: Dekompressive prosedyrer, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Distorsjoner/forstrekninger, Cervikogen hodepine, Cervikalt skivesyndrom, Muskel- og skjelettsmerter, Radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som skinnen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke korsett i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse
48078	VRTX CTO	One Size
48081	VRTX CTO4/VRTX CTO Ekstra Polstring	-

VRTX CTO4

VRTX CTO4 tilbyr spesialisert bevegelsesrestriksjon for cervikal-thorakalcolumna i alle tre bevegelsesplan - fleksjon/ekstensjon, lateral bøyning og aksial rotasjon. VRTX CTO4 gir utvidet bevegelsesbegrensning sammenlignet med CTO.

Det justerbare, lavprofilerte rygglenet er utformet for maksimal pasientkomfort, selv i liggende stilling. VRTX CTO4 er komfortabel for pasientene og er polstret på alle kontaktpunkter for å sikre etterlevelse. Den har en låsbar sternal justering og fleksibel thoraxjustering for pasientkomfort når pasienten sitter oppreist. VRTX CTO4 er tilgjengelig i en versjon med to bøylor (CTO) for litt mindre bevegelsesbegrensning. Begge kan enkelt trappes ned til en CTO VRTX MultiPost Collar for å støtte progresjonen i pleien.

VTRX Modular System gir optimal bevegelsesbegrensning for stabile, flernivå ryggskader - en ryggløsning som er klar til bruk når pasienten trenger den. Den prefabrikkerte VTRX Collar, CTO, LSO, TLSO og CTLSO kan trappes opp eller ned avhengig av pasientens behov, og den intuitive universaldimensjoneringen bidrar til å øke effektiviteten.

Bomullspolstringen er allergivennlig og har åpne celler som transporterer fuktighet bort fra huden og sørger for luftgjennomstrømning slik at eventuell fuktighet tørker opp. Tett, klikkbart skum gir ekstra demping for å forhindre at huden brytes ned.

Bruksområde: Dekompressive prosedyrer, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, whiplash, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som skinnen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.



Art.nr.	Modell	Størrelse
48079	VRTX CTO4	One Size
48081	VRTX CTO4/VRTX CTO Extra Polstring	-



Aspen® Collar

Aspen® halskrage er utformet for å gi betydelig bevegelsesbegrensning uten å skape smertefulle trykkpunkter som kan føre til hudskader eller dårlig etterlevelse hos pasienten. Bevegelsesbegrensningen er vitenskapelig evaluert. Ved hjelp av fluoroskopi har forskere dokumentert både translasjon og vinkling av hvert ryggvirvelsegment gjennom hele bevegelsesområdet.

De strukturelle elementene i kragen er utformet for å spre støtten over et bredt kontaktområde, noe som minimerer varme punkter som kan forårsake trykksår. Aspens unike, patenterte FlexTabs™ gjør at kragen tilpasser seg hver enkelt pasient etter hvert som den strammes til, slik at den får en skreddersydd passform. Ved å stramme Occipital Support Strap™ kan kragen tilpasses ytterligere ved å skape en justerbar, tredimensjonal «hulle» som holder bakhodet på plass. For optimal komfort er alle kontaktområder polstret med bomullsfôret, pustende, allergivennlig skumpolstring som transporterer fuktighet bort fra huden. All polstring er utskiftbar.

Bruksområde: Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Høyde
48008	Aspen krage	Kort	-
48009	Aspen krage, sett med ekstra polstring	Kort	-
48010	Aspen Krage frontpanel	Kort	-
48008	Aspen halskrage	Standard	-
48012	Aspen krage, sett med ekstra polstring	Standard	-
48010	Aspen Krage frontpanel	Standard	-
48008	Aspen krage	Høy	-
48009	Aspen krage, sett med ekstra polstring	Høy	-
48010	Aspen Krage frontpanel	Høy	-
48008	Aspen Krage	Ekstra høy	-
48009	Aspen krage, sett med ekstra polstring	Ekstra høy	-
48010	Aspen Krage frontpanel	Ekstra høy	-
48020	Aspen krage bakre panel	Small	30-51 cm
48020	Aspen krage bakre panel	Standard	33-53 cm
48020	Aspen krage bakre panel	Large	38-64 cm
48021	Ekstra polstring for bakpanelet	Small	-
480220	Aspen krage med ekstra polstring	Universell	-

Aspen® CTO

Aspen® Cervicothoracic Bracing System™ (CTO) gir en fullstendig forbedret bevegelsesrestriksjon for pasienter med cervikale og øvre thorakale ryggradstilstander. Det er utviklet for pasienter som trenger mer støtte enn bare en halskrage. Ved å innlemme designelementer som gjør at Aspen® CTO kan «trappes ned» fra en CTO-modell med fire stolper til en CTO-modell med to stolper og deretter til en frittstående krage, kan graden av bevegelsesbegrensning enkelt tilpasses pasientens spesifikke behov.

Forskning har vist at bevegelsesbegrensningen øker betydelig når man går fra en frittstående halskrage til en ortose med fire stolper. For optimal komfort er alle CTO-kontaktflater polstret med bomullspolstring og en pustende, hypoallergenisk skumpolstring som transporterer fuktighet bort fra huden.

Bruksområde: Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.



Art.nr.	Modell	Størrelse
48027	Aspen CTO	Kort
48028	Aspen CTO frontpanel	Kort
48027	Aspen CTO	Standard
48030	Aspen CTO frontpanel	Standard
48031	Aspen CTO	Høy
48028	Aspen CTO frontpanel	Høy
48027	Aspen CTO	Ekstra høy
48028	Aspen CTO frontpanel	Ekstra høy
48035	Aspen CTO bakre panel	Small
48035	Aspen CTO bakre panel	Standard
48035	Aspen CTO bakre panel	Large
48036	Aspen CTO Ekstra Polstring	-



Aspen® Pediatric Collar

I motsetning til de fleste pediatrike halskrager som bare er mindre versjoner av av halskrager for voksne, er Aspen® Pediatric Collars utviklet for å imøtekomme barns unike behov. Patenterte funksjoner gjør at disse halskragene automatisk tilpasser seg barnets unike anatomi uten for mye trykk på den ømfintlige huden. De innovative funksjonene fra Aspen® Collar sørger for at det oppnås en balanse mellom bevegelsesbegrensning og skånsom pleie.

De patenterte Cushion FlexTabs™ er utviklet for å spre støtte over hudkontaktflatene, noe som bidrar til å forhindre trykkskader. PD4 og PD5 har et støttebånd bak på nakken som, når det justeres, gir tilpasset støtte for bakhodet. For optimal komfort er alle kontaktflater på krage polstret med skumgummipolstring med åpne celler og myk, allergivennlig bomull som bidrar til å holde huden ren, kjølig og komfortabel. Alle puter er utskiftbare.

Bruksområde: Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Lengde	Vekt
48004	Aspen barnekrage PD1	1-18 måneder	53-84 cm	5-13 kg
48004	Aspen barnekrage PD2	9-24 måneder	74-94 cm	10-15 kg
48004	Aspen barnekrage PD3	1-3 år	84-102 cm	11-16 kg
48004	Aspen barnekrage PD4	2-5 år	89-114 cm	12-19kg
48004	Aspen barnekrage PD5	3-6 år	94-122 cm	12-25 kg
48005	Aspen barnekrage PD1, sett med ekstra polstring	1-18 måneder	53-84 cm	5-13 kg
48005	Aspen barnekrage PD2, sett med ekstra polstring	9-24 måneder	74-94 cm	10-15 kg
48005	Aspen barnekrage PD3, sett med ekstra polstring	1-3 år	84-102 cm	11-16 kg
48005	Aspen barnekrage PD4, sett med ekstra polstring	2-5 år	89-114 cm	12-19kg
48005	Aspen barnekrage PD5, sett med ekstra polstring	3-6 år	94-122 cm	12-25 kg
48006	Aspen barnekrage bakre panel	PD3/PD4/ PD5 1-6 år	-	-
48007	Aspen barnekrage med ekstra polstring	-	-	-

Aspen® Pediatric CTO

Aspen® Cervicothoracic Bracing System™ (CTO) gir ekstra bevegelsesbegrensning for pediatriske pasienter med cervicalcolumna og øvre del av brystryggen. Det er utviklet for pasienter som trenger mer støtte enn en cervikal krage alene.

Aspen® CTO har designelementer som gjør at den kan «trappes ned» fra en CTO-modell med fire stolper til en CTO-modell med to stolper og deretter til en frittstående krage, slik at graden av bevegelsesbegrensning enkelt kan tilpasses pasientens spesifikke behov.

Bruksområde: Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.



Art.nr.	Modell	Størrelse
48025	Aspen Pediatric CTO	One size
48026	Aspen Pediatric CTO Ekstra polstring	-



Eclipse® halskrage

Eclipse halskrage har moderne design og en god passform og funksjon. Eclipse er enkel å justere og har en semirigid rammestruktur med "quick-fit" funksjoner for enkel utprøving og tilpassing av størrelsen. Eclipse har som formål å begrense fleksjon, ekstensjon og rotasjon for å fremme pasientens bedring. Den åpne rammekonstruksjonen gjør den luftig og behagelig samt at den får en stor trachea-åpning. Kun én størrelse som dekker det meste i omfang og høyde. Polstringen kan byttes ut og kan kjøpes separat. Høyden kan stilles inn mellom 7,5 cm opp til 18,75 cm.

Bruksområder: Stabilisering av ryggraden for å begrense bøyning, strekking og rotasjon etter en nakkeskade eller -lidelse.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
20628	Eclipse Halskrage	Lysegrå	En størrelse
20629	Ekstra polstring	Grå	En størrelse



Pacific halskrage

Todelt halskrage av polyethylene som fikseres med borrelås på begge sider. Det stabile skallet følger hakens fasong og hviler bekvemt mot brystbenet. Kragen er lavere på sidene for ikke å gnage mot skuldre eller ører. Høyden på kragen justeres ved hjelp av to plastskruer. En myk og luftig polstring uten sømmer er inkludert. Polstringen kan vaskes eller byttes ut.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde
20625	Hvit/Svart	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Hvit/svart	Medium/Large	8-13 cm
20626	Ekstra polstring, svart	Small/Medium	
20626	Ekstra polstring, svart	Medium/Large	



Aspen® Sierra Universal Collar™

Aspen® Sierra Collar™ kan justeres i en størrelse og passer de fleste pasienter uten justering, noe som bidrar til å redusere behovet for lagerbeholdning. Det unike designet gir den komforten og bevegelsesbegrensningen som trengs for å skape et trygt miljø for tilheling.

Kragen er laget av skum med lukkede celler og egner seg utmerket som dusjkrage for langtidspasienter. Tilgang til trakealområdet gir visualisering og tilgang til å utføre prosedyrer på forsiden av halsen. Tilgjengelig i pediatrik størrelse. Den flate baksiden gjør det enklere å bruke den på en sikker måte, og DYNA-Capture-systemet former seg etter barnets bakhode, noe som øker bevegelsesbegrensningen.

Bruksområder: Dekompresjonsbehandling, bruddbehandling, postoperativ stabilisering, nakkesleng, forstuinger/forstrekninger, cervikogen hodepine, cervikalt skivesyndrom, muskel- og skjelettsmerter, radikulopati.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet eller allergi mot noen av materialene som ortosen er laget av. Hevelse i lymfevevet forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser. Pasienter som ikke kan bruke ortosen i henhold til medisinske instruksjoner.



Art. nr.	Modell	Størrelse
48023	Sierra Universal Collar	Barn
48024	Sierra Universal Collar	Voksen



Trachea halskrage

Todelt halskrage i plastazote med tracheostomiåpning. Halskragen er anatomisk formet for god passform og plastforsterket i nakken og under haken. Fikseres med borrelås på begge sider.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
20619	Beige	Small	5,5 cm	25-33 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Halskrage rett modell

Myk halskrage i rett modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Kan lukkes foran eller bak. Stoffet er i hovedsak av bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47010	Grå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47010	Grå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47010	Grå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47010	Grå	Large	12 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	Large	12 cm	32 - 48 cm

Halskrage formet modell

Myk halskrage i anatomisk formet modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Følger hakens og kroppens konturer for en bekvem passform. Stoffet er i hovedsak bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 - 48 cm



Vission halskrage

Myk halskrage i anatomisk formet modell som gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Følger haken og brystets konturer for en behagelig passform. Trekket av Lycra gir et moderne utseende samt en sval og god følelse mot huden. Materialet er helt uten Latex.

Bruksområder: Midlertidig avlastning av nakke ved f.eks. overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47014	Svart	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Svart	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Svart	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Svart	Large	12 cm	32-48 cm

