


CAMP[®]

MultiStatic



**BEHANDLING AV
KORRIGERBARE
KONTRAKTURER**




MultiStatic

BEHANDLING AV KORRIGERBARE KONTRAKTURER

MultiStatic-leddet er beregnet til bruk for behandling av korrigerbare kontrakturer både hos voksne og barn. Leddet gjør det mulig med en rask, effektiv og adekvat statisk behandling av kontrakturer. Leddet arbeider etter HLBS-prinsippet (High Load Brief Stretch). Vinkelen for leddet settes av eksenterakselen. MultiStatic-leddet er beregnet til bruk på ortoser som ikke er vekt bærende. Vi anbefaler å kombinere MultiStatic-leddet med et hengslet ledd på den motsatte siden for å sikre vristivheten og rotasjon av ortosen.

Fordeler

- Optimal posisjon av leddakselen; lett å justere vinkelen
- Kan brukes både til fleksjon og ekstensjon
- Fri innstilling mellom +120° til -120°
- Integreert ledd
- Fungerer bilateralt
- Leddet er laget i rustfritt stål



Art.nr.	Størrelse	Bredde	Lengde	Høyde	Diameter	Vekt
696890000	X-Small	9 mm	100 mm	6,5 mm	11 mm	14 g
696900000	Small	12 mm	400 mm	8,5 mm	19 mm	83 g
696910000	Medium	16 mm	400 mm	9,5 mm	25 mm	121 g
696920000	Large	19 mm	400 mm	10,5 mm	30 mm	151 g



MultiStatic Hengslet ledd

Dette hengslede leddet med fri bevegelse brukes sammen med MultiStatic - Behandlingsledd for å sikre vristivhet og best mulig funksjon.

Fordeler

- Helt fritt ledd
- Enkeltleddet hengslet ledd
- Laget av rustfritt stål



Art.nr.	Bredde	Lengde	Høyde	Diameter	Vekt
696950000	12 mm	400 mm	11 mm	18 mm	105 gram
696960000	16 mm	400 mm	11 mm	22 mm	140 gram

Les mer på www.camp.no eller kontakt oss på 23 23 31 20.