

Horizon™ Pro 637

Horizon™ 637 LSO gir stabilitet i trunkus og målrettet kompresjon for å støtte trette muskler som forårsaker sekundære ryggsmarter etter operasjoner eller skader. Bevegelige, stive sidepaneler gir sidestøtte og en behagelig restitusjon. Horizon 637 LSO kan justeres i én størrelse og passer til midjemål fra 61-127 cm. Aspens patenterte 4:1 mekanisk fordelaktige SlickTrack™-tilstrammingssystem strammer øverst og nederst uavhengig av hverandre, slik at pasienten kan lokalisere kompresjonen der det er behov for den. For å støtte pasientens restitusjon ytterligere, kan den trappes ned til Horizon PRO 627 for behandling av tilbakevendende tilstander.

Bruksområde

Postoperativ støtte, Dekondisjonert trunkusmuskulatur, Postlaminektomi-syndrom, Kirurgiske dekompresjonsprosedyrer, Ikke-kirurgiske dekompresjonsprosedyrer, Degenerativ skivelidelse, Utbuling eller skiveprolaps, Uspesifikke korsryggsmarter, Kroniske korsryggsmarter, Frakturbehandling, Spondylolyse, Spondylolistese, spinal stenose, ligamentforstrekninger/muskelstrekk, spondylose (artrose/degenerativ leddsykdom), fasettsyndrom, SI-dysfunksjon, sakroiliitt, radikulopati, injeksjoner, radiofrekvensablasjon, lumbal multifidus muskelatrofi.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Midje
481180000	Horizon Pro 637	One Size	61-127 cm

©Camp Scandinavia_0225_rev.01